

DOTAZNÍK

pro zájemce o vozík

kód **39518 - JUKI**

cena **15.441,- Kč**

AKTIV

KURY



Jméno: Příjmení: Rodné číslo: /


Adresa: PSČ:

Telefon: Kód pojišťovny: Výška: Hmotnost:

Výrobní číslo: Evidenční číslo: Dat. vydání pomůcky:

Způsob odběru: osobně autodoprava (350,-Kč)

Sedačka	šířka (cm) <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45	
	hloubka (cm) <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42	
Zádová opěrka	pevná (cm) <input type="checkbox"/>	rovná <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	lomená 26 28 30 32 34 36 38
Zadní kolo	<input type="checkbox"/> PNEU 24" x 1 3/8" <input type="checkbox"/> PNEU 24" x 1" <input type="checkbox"/> PU 24" x 1 3/8" <input type="checkbox"/> PU 24" x 1"	PU doplatek 250,-
Přední kolo	<input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm	
Poháněcí obruč	<input type="checkbox"/> Hladká Al <input type="checkbox"/> Pravá <input type="checkbox"/> Levá	
Vzdálenost obruče od kola	<input type="checkbox"/> 15 mm <input type="checkbox"/> 20 mm	Možnost přestavění
Stupačka	<input type="checkbox"/> celá <input type="checkbox"/> pouze sklápěcí	
Sklon stupačky	<input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> jiný (vypiš)	
Bočnice stupačky	<input type="checkbox"/> krátká y = 36-42 cm <input type="checkbox"/> dlouhá y = 44-52 cm	
Výška sedačky	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 měřeno od podlahy	
Typ bočnice vozíku	<input type="checkbox"/> AKTIV <input type="checkbox"/> AKTIV PRESTO <input type="checkbox"/> AKTIV DLOUHÝ <input type="checkbox"/> AKTIV PRESTO DLOUHÝ	
Umístění zadního kola	 <input type="checkbox"/> AKTIV DLOUHÝ <input type="checkbox"/> AKTIV PRESTO DLOUHÝ <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
	 <input type="checkbox"/> AKTIV <input type="checkbox"/> AKTIV PRESTO <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	




ROZMĚRY NOHOU:

X

y

změř dle obrázku

Područky	 <input type="checkbox"/> E 04 blatníček
Barvy bočnice vozíku	Metalízy <input type="checkbox"/> zelená <input type="checkbox"/> fialová <input type="checkbox"/> modrá <input type="checkbox"/> červená <input type="checkbox"/> antracit <input type="checkbox"/> tyrkys <input type="checkbox"/> stříbrná
Barvy textilních dílů	<input type="checkbox"/> modrá <input type="checkbox"/> černá

Volitelné příslušenství	<input type="checkbox"/> poháněcí obruč 8 kolíků <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá	07958 2.074,-
	<input type="checkbox"/> poháněcí obruč 12 kolíků <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá	07959 2.532,-
	<input type="checkbox"/> poháněcí obruč pogumovaná <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá	07960 3.046,-
	<input type="checkbox"/> poháněcí obruč nerezová <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá	62191 1.522,-
	<input type="checkbox"/> chrániče drátů zad. kol <input type="checkbox"/> bílé <input type="checkbox"/> čiré <input type="checkbox"/> černé	07961 814,-
	<input type="checkbox"/> kruhy <input type="checkbox"/> noc <input type="checkbox"/> spirála fialová <input type="checkbox"/> spirála modrá <input type="checkbox"/> spirála zelená <input type="checkbox"/> peřej červenomodrá <input type="checkbox"/> peřej tyrkys <input type="checkbox"/> oči	Příplatek 220,- Kč