

Elektrický vozík ORTOPEDIA, typ

ORTOSERVIS


COMPACT 905




CODE:.....

Zákazník:

Jméno:.....Bydliště:.....Telefon:.....

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uveden kód a cena, bude dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení ještě poukaz s tímto kódem. Všechny položky, u nichž je uveden kód jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Dle objednáčho listu pak mechanik vyplní specifikaci vozíku na straně 6 formuláře Vaší žádosti. Po jejím schválení pojišťovnou pak bude ve skladbě dle objednáčho listu vozík pro Vás dodán.

	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený k pohybu v interiéru a po kvalitním povrchu exteriérů. Nosnost do 130 kg, max. rychlost 6 km/hod, dojezd 35 km. Nastavitelná šíře sedačky a její výšky od země. Odpružení sedačky nastavitelné dle váhy uživatele. Šířkově nastavitelné stupačky, nastavitelný sklon zádové opěrky. Relax poloha ručně nastavitelná. Gelové baterie, plnoautomatická nabíječka. Nosič zavazadla.			kód/cena
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	07 - 0022471 119.870,- Kč
Barva konstrukce vozíku	<input type="checkbox"/> tmavomodrá <input type="checkbox"/> stříbrná			
Ovládání	standardní	<input type="checkbox"/> pravé <input type="checkbox"/> levé		
	speciální	<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu (hradí uživatel) Pro uživatele: <input type="checkbox"/> středové ovládání, <input type="checkbox"/> ovládání bradou mechanicky odklopné, <input type="checkbox"/> ovládání bradou el. odklopné, <input type="checkbox"/> ovládání dechem, <input type="checkbox"/> bezdotykové ovládání pohybem prstu, <input type="checkbox"/> nožní ovládání proporcionelní, <input type="checkbox"/> ovládání minijoystickem jazykem nebo prstem, <input type="checkbox"/> ovládání tlačítka bez joysticku. (Označte zvolený typ a z katalogu doplňte kód a cenu - všechny typy jsou pojišťovnami plně hrazeny.)	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.194,- Kč 07 - Kč
Kola	přední	<input type="checkbox"/> 200x50 (8") vzdušnicová <input type="checkbox"/> 200x50 plná		
		<input type="checkbox"/> 225x50 (9") plná		
	zadní	<input type="checkbox"/> 12 1/4 vzdušnicová <input type="checkbox"/> 12 1/4 plná		
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 38-42 cm <input type="checkbox"/> 43-53 cm			
Typ polstrování sedačky	Sedačka Ergopor		<input type="checkbox"/>	
	Textilní sedačka zavěšená s textilním polštářem o tloušťce 6 cm		<input type="checkbox"/>	
Výška sedačky od země	textilní sedačka (měřeno bez polštáře)	<input type="checkbox"/> 45 cm (nelze v kombinaci s E-relax)		
		<input type="checkbox"/> 48 cm <input type="checkbox"/> 50 cm		
	sedačka Ergopor	<input type="checkbox"/> 50 cm (nelze v kombinaci s E-relax)		
		<input type="checkbox"/> 53 cm <input type="checkbox"/> 55 cm		

Typ polstrování zádové opěrky	Záda Ergopor		<input type="checkbox"/>	
	Ortoflex záda (s nastavitelnou hloubkou prověšení)		<input type="checkbox"/>	
	Textilní zádová opěrka zavěšená		<input type="checkbox"/>	
Typ konstrukce zad	Pevná s možností ručního nastavení polohy 0 - 30 stupňů		<input type="checkbox"/>	
	Mechanicky polohovatelná do 30 stupňů, s plynovými pružinami		<input type="checkbox"/>	07 - 0022476 13.192,- Kč
	Elektricky polohovatelná do 30 stupňů		<input type="checkbox"/>	07 - 0022474 33.758,- Kč
Opěrka hlavy	V případě zájmu nutno uvést jako samostatnou položku. Není automatickou součástí žádného typu konstrukce zad.		<input type="checkbox"/>	07 - 0023038 9.614,- Kč
Loketní opěrky		Typ 264-4	<input type="checkbox"/>	
		Loketní opěrka dopředu prodloužená (1 kus)	<input type="checkbox"/>	07 - 0023050 4.039,- Kč
Držák ovladače	Délkově nastavitelný		<input type="checkbox"/>	
	Délkově a výškově nastavitelný		<input type="checkbox"/>	07 - 0022475 2.282,- Kč
	Délkově a výškově nastavitelný, odklopitelný		<input type="checkbox"/>	07 - 0062132 5.210,- Kč
Stupačky		76 - délkově nastavitelné	<input type="checkbox"/>	
		76 - délkově nastavitelné, s nastavitelným sklonem nášlapné plochy	<input type="checkbox"/>	07 - 0022477 1.278,-Kč
		74 - jednodílná stupačka, délkově a hloubkou nastavitelná, s nastavitelným sklonem nášlapné plochy	<input type="checkbox"/>	07 - 0022480 4.090,-Kč
		774 mech. - délkově a úhlově nastavitelné, s lýtkovými opěrami	<input type="checkbox"/>	07 - 0023041 11.044,- Kč
		774 el. - délkově nastavitelné, elektricky úhlově nastavitelné, s lýtkovými opěrami	<input type="checkbox"/>	07 - 0023042 47.255,- Kč
Relax poloha	Ručně nastavitelná		<input type="checkbox"/>	
	Elektricky nastavitelná do 17 stupňů		<input type="checkbox"/>	07 - 0022473 19.695,- Kč
Příslušenství	Bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>	07 - 0013410 1.589,-Kč
	Chrániče kolenních kloubů ke stupačkám typ 774		<input type="checkbox"/>	07 - 0022482 1.472,- Kč
	Terapeutická (pracovní) deska plexi odklopitelná		<input type="checkbox"/>	07 - 0022481 5.170,-Kč
	Držák berlí		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 688,-Kč
	Překračovač obrubníku		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.478,- Kč
	Zpětné zrcátko (1 kus) <input type="checkbox"/> vpravo <input type="checkbox"/> vlevo			ZP nehradí 895,- Kč
	Osvětlení, blinkry		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 8.452,-Kč
	Tachometr		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 947,- Kč

Zpracoval:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Datum:

Podpis uživatele: