

Datum .....

## OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:  
 Jméno: ..... Váha: ..... Kg Výška: ..... cm  
 Bydliště: ..... telefon: .....

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Základní model i všechny doplňky u nichž je uveden kód jsou pojišťovny plně hrazeny.

Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukaz(y) na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s poukazy potvrzenými revizním lékařem.

	Základní provedení: Skládací vozík s ocelovým rámem stříbrošedé barvy o nosnosti 120 kg. Potahy zádové opěrky a sedačky jsou polstrované s textilním potahem černé barvy. Šíře sedačky je volitelná, hloubka sedačky je 42 cm. Výška sedačky od země je 50 cm. Loketní opěrky jsou odnímatelné. Dvoudílné stupačky jsou délkově nastavitelné, odklopitelné, odnímatelné, doplněné lýtkovým pasem. Přední kola jsou plná 200x50. Zadní kola mohou být plná nebo vzdušnicová 24x1 3/8 s rychloupínacími osami. Vozík je doplněn nezávislými brzdami zadních kol.		Kód / cena	
	<input checked="" type="checkbox"/>		07-0024604 9.190,- Kč	
Sedačka	Šíře sedačky: <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 48cm			
	Šíře sedačky <b>51 cm</b> . Při této šíři sedačky má vozík zesílený kříž se zvýšenou nosností <b>140 kg</b> . Při šíři sedačky 51 cm je vozík nezbytně také doplnit zesílenou zádovou opěrkou s nastavitelnou hloubkou prohnutí. Pokud tedy požadujete širší sedačky 51 cm, nechte si kromě poukazu na vozík vystavit ještě oba zde uvedené kódy.		<input type="checkbox"/>	07-0025604 1.980,- Kč 07-0024608 2.240,- Kč
	Textilní sedačka polstrovaná, hloubka 42 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Textilní sedačka s antidekubitním gelovým polštářem o tl. 4 cm (pouze do váhy uživatele 80 kg)		<input type="checkbox"/>	13-0063107 1.705,- Kč
Područky	 Zkrácené, odnímatelné, se zajištěním (umožňují uživateli zajet blíže ke stolu)	<input type="checkbox"/>		
	 V plné délce, odnímatelné se zajištěním (podpírají předloktí uživatele v celé délce)	<input type="checkbox"/>		
Bubnové brzdy	Bubnové brzdy zadních kol s možností zajištění v zabrzděné poloze	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.970,- Kč	
Příslušenství	Bezpečnostní pás	<input type="checkbox"/>	07-0135109 1.530,- Kč	
	Nástavce pro amputované na dolních končetinách (upravují vhodným způsobem těžiště vozíku, posunutím o cca 50 mm)	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 4.403,- Kč	
	Poháněcí obruče se silikonovým potahem (umožňuje pevnější kontakt ruky s obručí)	<input type="checkbox"/>	07-0135313 3.733,- Kč	
	Chrániče výpletu zadních kol, plexi (chrání prsty uživatele)	<input type="checkbox"/>	07-0135315 2.360,- Kč	
	Stabilizační rolničky (brání převržení vozíku při přejezdu terénního převýšení (nelze kombinovat s nášlapnými patkami))	<input type="checkbox"/>	07-0024606 1.815,- Kč	
	Nášlapné patky, usnadňují doprovodné osobě přejezd terénního převýšení (nelze kombinovat s stabilizačními rolničkami)	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 865,- Kč	
	Pracovní deska Plexi (je odklopitelná a odnímatelná)	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.360,- Kč	

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha tel. 266 310 967 (974)  
 Brno tel. 549 215 229  
 České Budějovice tel. 387 203 845  
 Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha tel. 266 313 652  
 Brno tel. 541 240 393  
 České Budějovice tel. 387 432 502  
 Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226