









ERA 607


CODE:

Zákazník:																											
Jméno: Bydliště: Telefon:																											
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku.																											
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v interiéru i exteriéru. Nosnost 150 kg, rychlost 10 km/h, odpružený rám sedačky, gelové nebo kyselinové baterie, dojezd 35 km. Zadní kola 14", přední 9" nebo 10" s hliníkovými disky. Sedačka i zádová opěrka REHAB, sklon zádové opěrky je možno upravit (0° až 30°), sedačka má nastavitelnou hloubku a je doplněna mechanicky stavitelnou polohou záklonu sedačky. Nastavitelná šíře sedačky i stupaček. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením, blatníčky zadních kol a nosičem. V rámci základního provedení je vozík dodán také s odklopitelným držákem a bezpečnostním pasem. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze.	<input type="checkbox"/>	cena 126.900,- Kč																								
Barva konstrukce vozíku	<input type="checkbox"/> černá <input type="checkbox"/> černá karbon <input type="checkbox"/> vínově červená (doba dodání cca 4 týdny)																										
Ovládání	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">standardní</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Vozík je vybaven řídí elektronikou R-net</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> pravé</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> levé</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">speciální</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> středové (ve stolku)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nožní proporční</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> minijoystickem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> dechem</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Označte zvolený typ a z katalogu doplňte cenu.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	standardní	Vozík je vybaven řídí elektronikou R-net				<input type="checkbox"/> pravé	<input type="checkbox"/> levé		speciální	<input type="checkbox"/> středové (ve stolku)	<input type="checkbox"/> nožní proporční	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.	<input type="checkbox"/> minijoystickem	<input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné	<input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku	<input type="checkbox"/> dechem	<input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)	Označte zvolený typ a z katalogu doplňte cenu.				<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu		<input type="checkbox"/>	cena 1.238,- Kč
standardní	Vozík je vybaven řídí elektronikou R-net																										
	<input type="checkbox"/> pravé	<input type="checkbox"/> levé																									
speciální	<input type="checkbox"/> středové (ve stolku)	<input type="checkbox"/> nožní proporční	<input type="checkbox"/>																								
	<input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.	<input type="checkbox"/> minijoystickem																									
	<input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné	<input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku																									
	<input type="checkbox"/> dechem	<input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)																									
	Označte zvolený typ a z katalogu doplňte cenu.																										
	<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu		<input type="checkbox"/>																								
Šíře sedačky	Šíře sedačky je volitelná při objednání vozíku. <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 51 cm <input type="checkbox"/> 56 cm																										
	Sedačka širší než 56 cm (provedení Postura) případně i možnost nastavení větší šíře mezi postranicemi. Pacient potřebuje sedačku o šíři cm a vzdálenost mezi postranicemi cm.		<input type="checkbox"/> 3.768,- Kč																								

Kola	přední	<input type="checkbox"/> 9" s blatníčkem <input type="checkbox"/> 10"		
		vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	
		plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	2.230,- Kč
	zadní	vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	
		plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	2.440,- Kč
		plná kola, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	2.440,- Kč
Opěrka hlavy	<input type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> velká	<input type="checkbox"/>	5.130,- Kč	
Sedačka RECARO	s mechanicky polohovatelnými zády, včetně opěrky hlavy	<input type="checkbox"/>	51.721,- Kč	
	s elektricky polohovatelnými zády, včetně opěrky hlavy	<input type="checkbox"/>	65.410,- Kč	
Stupačky		standardní - délkově nastavitelné, odklopné, odnímatelné	<input type="checkbox"/>	
		jednodílná - výškově a úhlově nastavitelná, odklopitelná	<input type="checkbox"/>	4.090,- Kč
		nártové fixační pásy nohou (jeden pár)	<input type="checkbox"/>	785,- Kč
Relax poloha		el. poloha relax (současný záklon sedačky a zádové opěrky až o 45° při zachování úhlu mezi sedačkou a zádovou opěrkou) automatickou součástí je opěrka hlavy.	<input type="checkbox"/>	24.760,- Kč
Baterie	<input type="checkbox"/> bezúdržbové (kyselinové) <input type="checkbox"/> bezúdržbové (gelové)			
Područky a postranice		standardní - úhlově a výškově stavitelné, stavitelné pro šířku sedu 41- 56 cm. Stejně na P i L straně	<input type="checkbox"/>	
		individuální délka loketních opěrek. Doplněním vyšrafování označte požadované provedení pravé i levé loketní opěrky. Provedení loketních opěrek se může lišit od standardních loketních opěrek.	<input type="checkbox"/>	2.986,- Kč

Područky a postranice		Korýtková loketní opěrka umožňuje stabilizovat předloktí ruky. Zvolte prosím požadovanou stranu a délku	<input type="checkbox"/>	1.650,- Kč
		<input type="checkbox"/> délka 30 cm <input type="checkbox"/> délka 40 cm		
		Odnímatelné plexi postranice (chránič oděvu)	<input type="checkbox"/>	4.380,- Kč
	Bezpečnostní pás (1 ks je již automatickou součástí vozíku)		<input type="checkbox"/>	1.530,- Kč
	chránič ovládací skříňky		<input type="checkbox"/>	790,- Kč
	terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná		<input type="checkbox"/>	5.360,- Kč
	abdukční klín odnímatelný s nastavitelnou polohou		<input type="checkbox"/>	4.834,- Kč
	zpětné zrcátko <input type="checkbox"/> napravo <input type="checkbox"/> nalevo		<input type="checkbox"/>	930,- Kč
	držák berlí		<input type="checkbox"/>	710,- Kč
	tachometr		<input type="checkbox"/>	985,- Kč

Důležité biometrické údaje:



Přibližná výška ve stoje

-
- A) Výška od sedačky na vrch ramen
.....
- B) Hloubka hrudníku při plném nádechu
.....
- C) Šířka Hrudníku
.....
- D) Hloubka sedu až pod koleno
.....
- E) Výška od sedačky po vrch hlavy
.....
- F) Délka předloktí po úchopový prvek
.....
- G) Výška od sedačky po loket (výška područky od sedačky)
.....
- H) šířka kyčlí
.....
- I) Výška od stupačky pod koleno (měřte včetně obuvi)
.....

(údaj I musí být v rozsahu 265 - 535 mm)

Popis úprav:

Zpracoval:

Datum:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele