




ERA 607 CS

CODE:

Zákazník:				
Jméno: Bydliště: Telefon:				
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku.				
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v interiéru i exteriéru. Nosnost 150 kg, rychlost 10 km/h, odpružený rám sedačky, gelové nebo kyselinové baterie, dojezd 35 km. Zadní kola 14", přední 9" nebo 10" s hliníkovými disky. Sedačka i zádová opěrka CS, sklon zádové opěrky je možno upravit (0° až 20°). Sedačka je doplněna mechanicky stavitelnou polohou záklonu sedačky. Vozík je vybaven integrovaným osvětlením, blatníčky zadních kol a nosičem. Rám vozíku má černou barvu, kapotáž vozíku je stříbrošedá. V rámci základního provedení je vozík dodán také s odklopitelným držákem a bezpečnostním pasem. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze.		<input type="checkbox"/>	Cena 76.850,- Kč
	Ovládání	standardní	Vozík je vybaven řídí elektronikou VR-2 <input type="checkbox"/> pravé <input type="checkbox"/> levé	<input type="checkbox"/>
Šíře sedačky	Speciální	<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu	<input type="checkbox"/>	1.238,- Kč
Šíře sedačky	Šíře sedačky je volitelná při objednání vozíku. <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 46 cm		<input type="checkbox"/>	1.238,- Kč
Kola	přední	<input type="checkbox"/> 9" s blatníčkem <input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/>	2.230,- Kč
Kola	zadní	vzdušnicová, hladký dezén vzdušnicová, terénní dezén plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.440,- Kč 2.440,- Kč
Kola	zadní	vzdušnicová, hladký dezén vzdušnicová, terénní dezén plná kola, hladký dezén plná kola, terénní dezén	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.440,- Kč 2.440,- Kč

Stupačky		standardní - délkově nastavitelné, odklopné, odnímatelné	<input type="checkbox"/>	
		jednodílná - výškově a úhlově nastavitelná, odklopná	<input type="checkbox"/>	4.090,- Kč
Baterie	<input type="checkbox"/> bezúdržbové (kyselinové) <input type="checkbox"/> bezúdržbové (gelové)			
Příslušenství	chránič ovládací skříňky		<input type="checkbox"/>	790,- Kč
	terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná		<input type="checkbox"/>	5.360,- Kč
	abdukční klín odnímatelný s nastavitelnou polohou		<input type="checkbox"/>	4.834,- Kč
	zpětné zrcátko <input type="checkbox"/> napravo <input type="checkbox"/> nalevo		<input type="checkbox"/>	930,- Kč
	držák berlí		<input type="checkbox"/>	683,- Kč
	tachometr		<input type="checkbox"/>	985,- Kč

Popis úprav:

Zpracoval:

Datum:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele