


ERGO 305**OBJEDNACÍ LIST**

Zákazník:

Jméno: Váha: kg Výška: cm

Bydliště: Telefon:

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Základní model i všechny doplňky, u nichž je uveden kód jsou pojišťovnami plně hrazeny. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukaz(y) na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s poukazy potvrzenými revizním lékařem. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.

	Základní provedení: Odlehčený skládací vozík s duralovým rámem stříbrošedé barvy o nosnosti 115 kg. Potahy zádové opěrky a sedačky jsou prodyšné, textilní, černé barvy s doplňkovým odnímatelným polstrováním. Konstrukce zádové opěrky umožňuje její zalomení pro usnadnění transportu. Sedačka vozíku je ergonomicky tvarovaná, její šíře je volitelná. Výšku sedačky od země je možno při předání vozíku nastavit na 49,5 nebo 52 cm. Loketní opěrky jsou výškově nastavitelné v rozsahu 23 - 28 cm nad úroveň sedačky a jsou odklopitelné. Dvoudílné stupačky jsou délkově nastavitelné, odklopitelné, odnímatelné, doplněné opatěnkami. Zadní kola mají plný plášť o rozměru 24 x 1 3/8" a jsou vybavena rychloupínacími osami s možností nastavení polohy. Přední kola jsou plná o rozměru 200 x 50. Celková hmotnost vozíku v základním provedení je 15,6 kg.	Kód / cena	
	<input checked="" type="checkbox"/>	07-0025602 12.113,- Kč	
Sedačka	Šíře sedačky: <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 43 cm <input type="checkbox"/> 46 cm		
	Textilní sedačka prodyšná s odnímatelným polstrem	<input type="checkbox"/>	
	Textilní sedačka prodyšná s odnímatelným polstrem s antidekubitním gelovým polštářem o tl. 4 cm (pouze do váhy uživatele 80 kg)	<input type="checkbox"/>	13-0063107 1.705,- Kč
Příslušenství	Bezpečnostní pás	<input type="checkbox"/>	07-0013410 1.589,- Kč
	Poháněcí obruče se silikonovým potahem (umožňují pevnější kontakt ruky s obručí)	<input type="checkbox"/>	07-0135313 3.733,- Kč
	Chrániče výpletu zadních kol plexi (chrání prsty uživatele)	<input type="checkbox"/>	07-0135315 2.360,- Kč
	Stabilizační rolňičky (brání převržení vozíku při přejezdu terénního převýšení). Stabilizační rolňičky jsou odnímatelné	<input type="checkbox"/>	
	Pracovní deska Plexi (je odklopitelná a odnímatelná)	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.360,- Kč

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226