

Elektrický vozík **ESCAPE**



Tento vozík je určen především pro ty uživatele, jejichž postižení není tak rozsáhlé, aby splňovali kriteria na přidělení el. vozíku od zdravotní pojišťovny. Vozík je koncipován tak, aby jeho cena byla co nejnižší a vozík byl dostupný s pomocí příspěvku sociálního odboru obecního úřadu za vlastní finanční prostředky. Vozík nehradí zdravotní pojišťovny a sociální odbor na jeho pořízení může přispět až 50% ceny.

Rám vozíku je skládací, pro transport je tedy možno jej složit obdobně jako mechanické vozíky. Rám i nosné prvky jsou vyrobeny z pevnostního hliníku. Dodává se v šíři sedačky 40 nebo 45 cm a je určen pro uživatele do maximální hmotnosti 130 kg. Ovladač může být umístěn na pravé nebo levé straně. Stupačky jsou délkově nastavitelné, odklopitelné, odnímatelné. Přední kola mají rozměr 8" (20 cm), zadní 12" (30 cm) a jsou osazena plnými pláštěmi.

Vozík je určen pro pohyb po zpevněných cestách v exteriéru, díky nulovému poloměru otáčení jej však lze používat velmi dobře i v interiéru. Bezúdržbové baterie (2 x 36 Ah) zajišťují na jedno nabití dojezd vozíku (v závislosti na charakteru terénu) cca 25 km a maximální rychlost 7 km/h. Vozík je osazen špičkovou elektronikou, která neustále kontroluje stav všech agregátů a v případě poruchy vozík zastaví. Na ovládací skříňce je též neustále signalizován stav nabití baterií. Součástí dodávky vozíku je nabíječka baterií, bezpečnostní pás a sada nářadí.



postranice jsou odklopitelné,
odnímatelné a výškově stavitelné



nastavitelné rolničky proti
převrácení

OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:

Jméno: Bydliště: Telefon:

Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm	58.970,- Kč
Ovládání	<input type="checkbox"/> pravou rukou	<input type="checkbox"/> levou rukou	
Ovládání pro doprovod	Ovládací skříňka je umístěna na levém tlačném madlu zádové opěrky a je určena k ovládání pravou rukou doprovodné osoby.		<input type="checkbox"/> 1.238,- Kč
Individuální úprava	Popis individuální úpravy:		Cena:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že závazně objednává dodávku vozíku ESCAPE ve výše uvedené skladbě. V případě, že požádá o finanční příspěvek na úhradu Sociální odbor OÚ (MÚ), nějakou nadací či sponzora a tato částka by měla být dodavatelem poskytovateli fakturována, zavazuje se zákazník zajistit písemný příslib tohoto poskytovatele s uvedením výše poskytnuté částky a s údaji nezbytnými pro fakturaci a tento písemný příslib zaslat ihned dodavateli na adresu ORTOSERVIS, Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8. Zákazník prohlašuje, že má v úmyslu požádat o finanční příspěvek na úhradu a vzhledem k časové náročnosti tohoto procesu požaduje, aby se dodávka vozíku a s tím související fakturace za jeho dodávku neuskutečnila dříve než

.....

Objednací list byl vyplněn dne:

Podpis zákazníka: