

MINIMAXX**ORTOSERVIS**

Code

OBJEDNACÍ LIST

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--|
| Zákazník: | | | |
| Jméno: | Váha: kg | Výška: cm | |
| Bydliště: | | Telefon: | |
| Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku. Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652. | | | |



Základní provedení: Transportní bariatický vozík s nosností 325 kg. Vozík má speciální skládací ocelový rám. Systém skládání vozíku zajišťuje, že rám je velmi tuhý. Výška sedačky od země je 43 cm a hloubka sedačky je 46 cm. Zádová opěrka má výšku 51 cm. Potahy zádové opěrky a sedačky jsou prodyšné, textilní, černé barvy. Sedačka vozíku je doplněna sedacím polštářem. Područky s loketními opěrkami jsou extra dlouhé a přesahují přes přední hranu sedačky k usnadnění vstávání z vozíku. Dvoudílné stupačky jsou délkově nastavitelné a odnímatelné. Zadní loukoťová kola mají plný plášť o rozměru 24" a jsou doplněna parkovacími brzdami. Přední kola jsou plná o rozměru 5" a jsou usazena před přední hranou sedačky vozíku k zabránění jeho překlopení vpřed například při přisedání nebo vstávání. Celková hmotnost vozíku v základním provedení je cca 27 kg.

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| Sedačka | Šíře sedačky <input type="checkbox"/> 61 cm <input type="checkbox"/> 66 cm | | 49.700,- Kč |
| | Šíře sedačky <input type="checkbox"/> 72 cm | | 55.900,- Kč |
| Stupačky | Dělené, odnímatelné, délkově nastavitelné | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| | Bez stupaček | <input type="checkbox"/> | - |
| Příslušenství | Bezpečnostní pás | <input type="checkbox"/> | 1.589,- Kč |
| | Bubnové brzdy ovládané doprovodnou osobou s parkovací polohou | <input type="checkbox"/> | 6.400,- Kč |
| | Držák na výživový stojan | <input type="checkbox"/> | 4.800,- Kč |
| | Pracovní deska Plexi, tloušťka 10 mm (je odklopitelná a odnímatelná) | <input type="checkbox"/> | 6.170,- Kč |