

Speciální ultralehký vozík

PANTHERA S/U, model S2S

CODE:.....

OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:

Jméno:.....**Váha:**.....kg. **Výška:**.....cm.

Bydliště:.....**Telefon:**.....






Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukaz na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.








Základní provedení: Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 100kg (při šířce sedačky 45cm 125kg). Titanové poháněcí obruče a titanová jednodílná, výškově stavitelná stupačka s lýtkovým pásem. 24" rychloupínací zadní kola s plynule nastavitelnou osou umožňující změnu polohy těžiště. Polotvrdá přední kolečka o průměru 5". Odklon os zadních kol je 2,2°. Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s nastavitelnou tuhostí a hloubkou. Lýtkový pás. Nezávislé brzdy zadních kol. Sada náradí, pár rezervních plášťů na přední kolečka. Návod k použití. **Váha vozíku v základním provedení je od 8,2 do 8,7kg v závislosti na šířce vozíku. Transportní hmotnost vozíku je 4,6kg.**

07-0022485
43.785,-Kč

Barva rámu	<input type="checkbox"/> modrá	<input type="checkbox"/> černá				
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 30cm	<input type="checkbox"/> 33cm	<input type="checkbox"/> 36cm	<input type="checkbox"/> 39cm	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 45cm
Hloubka sedačky	<input type="checkbox"/> nastavitelná v rozmezí 27-33cm		<input type="checkbox"/> 35cm			
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 20cm	<input type="checkbox"/> 25cm	<input type="checkbox"/> 30cm	<input type="checkbox"/> 35cm	<input type="checkbox"/> 40cm	

Stupačky		Jednodílná stupačka titanová, vpřed zahnutá.	<input type="checkbox"/>	-
		Plastová nášlapná plocha jednodílné stupačky.	<input type="checkbox"/>	07-0018159 1.132,-Kč
		Jednodílná stupačka desková.	<input type="checkbox"/>	07-0018161 2.052,-Kč
Zadní kola a poháněcí obruče	24" kola, pěnové - silikonové obruče		<input type="checkbox"/>	07-0018162 3.616,-Kč
	24" kola, silikonové obruče MAX		<input type="checkbox"/>	07-0018163 3.754,-Kč
	24" kola, šedé vinylové obruče		<input type="checkbox"/>	07-0018164 3.842,-Kč
	26" kola titanové obruče silikonové obruče MAX		<input type="checkbox"/>	07-0018168 6.543,-Kč
			<input type="checkbox"/>	-
			<input type="checkbox"/>	07-0018163 4.754,-Kč
	24" loukoťová kola SPIDER, titanové obruče		<input type="checkbox"/>	07-0018165 5.099,-Kč
	24" loukoťová kola SPIDER, silikonové obruče MAX		<input type="checkbox"/>	07-0018166 5.905,-Kč
	24" kola s pevným pláštěm, titanové obruče		<input type="checkbox"/>	07-0018167 3.640,-Kč
		Rychloupínací osy s úpravou pro kvadru.	<input type="checkbox"/>	07-0018169 1.079,-Kč
	Chrániče výpletů zadních kol.	<input type="checkbox"/>	07-0018170 3.775,-Kč	
Ovládání jednou rukou (dvě obruče na jedné straně)	<input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levé <input type="checkbox"/> duralové obruče <input type="checkbox"/> třecí obruče Kola nejsou doplněna rychloupínacími osami!	<input type="checkbox"/>	07-0025605 11.054,-Kč	
Brzdy	Speciální oboustranná brzda pro snadné přesezení, ovládání jednou rukou. Pouze pro hloubku sedačky 35cm. <input type="checkbox"/> pravá (doporučeno) <input type="checkbox"/> levá	<input type="checkbox"/>	07-0018172 3.995,-Kč	
Zádová opěrka	Zádová opěrka nahoře zúžená - dívčí model	<input type="checkbox"/>	07-18174 11.088,-Kč	
	Zádová opěrka pro hlubší sedačku o cca 2,5cm.	<input type="checkbox"/>	07-18175 8.870,-Kč	
	Speciální tvar zádové opěrky. Možná kombinace dívčího modelu a opěrky pro hlubší sedačku, nebo zcela individuální tvar zádové opěrky.	<input type="checkbox"/>	07-18176 16.145,-Kč	
	Nastavitelná výška zad v rozmezí 28,5 - 34,5cm. Pouze pro šířky 30,33,36cm.	<input type="checkbox"/>	07-18177 3.326,-Kč	

Postranice a područky		Bočnice plastová s chráničem oděvu.	<input type="checkbox"/>	07-0018178 3.916,-Kč
		Bočnice plastová s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	07-0018179 5.945,-Kč
		Bočnice s loketní opěrkou. Výška bočnice 20cm, délka loketní opěrky 24cm. <input type="checkbox"/> Zvýšená o 35mm <input type="checkbox"/> Prodloužená o 5cm	<input type="checkbox"/>	07-0018180 6.148,-Kč
Polstrovaný sedák	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 7cm		<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.577,-Kč
Rolníčky proti převrácení	Stabilizační rolníčky odklopné, nastavitelné.		<input type="checkbox"/>	07-0018182 4.372,-Kč
Podpažní opěrky		Podpažní opěrky délkově a výškově stavitelné (pár)	<input type="checkbox"/>	07-0135068 7.055,- Kč
Tlačná madla	Manipulační madla.		<input type="checkbox"/>	07-0019268 1.991,-Kč
	Manipulační madla sklopná. Lze je přiklopit směrem o opěrce zad.		<input type="checkbox"/>	07-0019269 2.354,-Kč
	Manipulační madla stavitelná: <input type="checkbox"/> 140mm <input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 160mm		<input type="checkbox"/>	07-0019270 3.784,-Kč
		Manipulační rukojeť pro šíři sedačky 30-36cm a max. váhu uživatele 50kg.	<input type="checkbox"/>	07-0019271 4.318,-Kč
Doplňky	3 kapsy na mobil, peněženku apod. pod sedák.		<input type="checkbox"/>	1.393,-Kč
	Držák jedné berle.		<input type="checkbox"/>	282,-Kč
	Držák dvou berlí.		<input type="checkbox"/>	564,-Kč
	Speciální sportovní osa zadních kol s vyšším úhlem odklonu zadních kol. <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 14° Při odklonu zadních kol o 8° a více, již nelze použít brzdy.		<input type="checkbox"/>	3.472,-Kč

Celková cena příslušenství a doplňků:

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík S2S a výše uvedené doplňky a příslušenství: