

panthera

CODE:.....


OBJEDNACÍ LIST



Zákazník:




Jméno:.....Váha.....kg. Výškacm.

Bydliště:.....Telefon:.....

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku. Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.

	<p>Základní provedení: Vozík s ultralehkým karbonovým rámem o nosnosti 100kg. Rám vozíku je tvořen z jednoho kusu. Osa vozíku je pevná a je součástí rámu. Poloha těžiště se nastavuje posunutím zádové opěrky 0 až 30 mm. Duralové poháněcí obruče a duralová, karbonem vyztužená a výškově stavitelná stupačka s lýtkovým páskem. Sportovní kola Panthera Spox-X 24" s výpletem z karbonových vláken a rychloupínací osou. Karbonová osa zadních kol s odklonem 2,2°. Polotvrdá přední kolečka o průměru 3". Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s upravitelnou tuhostí a hloubkou sedu v rozsahu 36-45cm. K vozíku je dále dodávána sada nářadí a návod k použití. Váha vozíku v této sestavě je 4,2 kg. Převážná hmotnost (bez kol) 2,1 kg.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	112.560,- Kč
--	---	-------------------------------------	--------------

Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 33cm <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 45cm		
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 22cm <input type="checkbox"/> 23cm <input type="checkbox"/> 24cm <input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 26cm <input type="checkbox"/> 27cm <input type="checkbox"/> 28cm <input type="checkbox"/> 29cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 31cm <input type="checkbox"/> 32cm <input type="checkbox"/> 33cm <input type="checkbox"/> 34cm <input type="checkbox"/> 35cm		
Nastavení těžiště	<div data-bbox="255 1724 462 1904">  </div> <input type="checkbox"/> pozice 1. <input type="checkbox"/> poz. 2 (+10 mm) <input checked="" type="checkbox"/> poz. 3 (+20 mm) <input type="checkbox"/> poz. 4 (+30 mm) <p>Volba polohy zádové opěrky slouží k nastavení těžiště vozíku. V pozici 1. je hmotnost uživatele nejvíce posunuta nad zadní kola a s vozíkem lze snadněji balancovat na zadních kolech. POZOR! Vozík je v tomto nastavení vhodný jen pro zkušené uživatele.</p>		
Stupačka	<div data-bbox="255 1915 462 2004">  </div> <input type="checkbox"/> Plastová nášlapná plocha jednodílné stupačky. <table border="1" data-bbox="1284 1910 1522 2009"> <tr> <td data-bbox="1284 1910 1340 2009"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="1340 1910 1522 2009">890,- Kč</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	890,- Kč
<input type="checkbox"/>	890,- Kč		

Zadní kola		24" kola Spox X , černý karbonový výplet, duralové obruče	<input type="checkbox"/>	-
		24" kola Spox, titanové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	-
		24" kola Spox, titanové obruče, červený výplet	<input type="checkbox"/>	-
		24" kola Spox - odlehčená, titanové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.480,- Kč
		24" kola Spox - odlehčená, titanové obruče, červený výplet	<input type="checkbox"/>	3.480,- Kč
		24" kola Spox, vinylové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.842,- Kč
		24" kola Spox, vinylové obruče, červený výplet	<input type="checkbox"/>	3.842,- Kč
		24" kola Spox, silikonové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.780,- Kč
		24" kola Spox, silikonové obruče, červený výplet	<input type="checkbox"/>	3.780,- Kč
		25" kola Spox, titanové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	-
		25" kola Spox, vinylové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.842,- Kč
		25" kola Spox, silikonové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.780,- Kč
		26" kola Spox, titanové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	-
		26" kola Spox, vinylové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.842,- Kč
26" kola Spox, silikonové obruče, černý výplet	<input type="checkbox"/>	3.780,- Kč		
Přední kola	3"	<input type="checkbox"/>	-	
	5" (lze instalovat pouze s 25" nebo 26" zadními koly)	<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 1.710,- Kč	
Brzda	Speciální oboustranná brzda pro snadné přesezení, ovládání jednou rukou. Pravá.	<input type="checkbox"/>	-	
	<input type="checkbox"/> pravá (doporučeno) <input type="checkbox"/> levá			
Postranice	 Karbonová bočnice s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	4.396,- Kč	
	 Karbonový blatník přesah přes kolo <input type="checkbox"/> úzký <input type="checkbox"/> široký	<input type="checkbox"/>	4.970,- Kč	
Polstrovaný sedák	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm	<input type="checkbox"/>	2.661,- Kč	
	Hloubka: <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm			

Celková cena příslušenství a doplňků:

Poloha stupačky - výška od země mm



Sklon zádové opěrky - kóta A mm



Poznámka:

ORTOSERVIS

Praha - Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, tel./fax: 266 313 652

Brno - Minská 100, 616 00 Brno - Žabovřesky, tel./fax: 541 240 393

České Budějovice - Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice, tel./fax: 387 432 502

Hrabyně u Opavy - Rehabilitační centrum, 747 63 Hrabyně u Opavy 3/201, tel./fax: 553 775 226

www.ortoservis.cz

ortoservis@ortoservis.cz