

Sportovní ultralehký vozík

PANTHERA,

model BT

CODE:.....

OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:

Jméno:.....Váha.....kg. Výškacm.

Bydliště:.....Telefon:.....

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukazovat na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.



Základní provedení: Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem, titanovou stupačkou a titanovými obručkami zadních kol. Zadní kola mohou mít průměr 24" nebo 26" a jsou osazeny pláští PRIMO. Přední kolečka jsou tvrdá o průměru 3". Zadní kola jsou rychloupínací s variabilní osou umožňující polohu těžiště. Odklon os zadních kol může mít 12° nebo 14°. Zádová opěrka má nastavitelné čalounění i úhel sklonu. Čalounění sedačky je také nastavitelné. Nastavit lze také sklon sedačky a její polohu. Vozík je dodáván v černém epoxidovém laku. Váha vozíku je necelých 9kg.

57.850,-Kč

Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 33cm	<input type="checkbox"/> 36cm	<input type="checkbox"/> 39cm	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 45cm		
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 20cm	<input type="checkbox"/> 25cm	<input type="checkbox"/> 30cm	<input type="checkbox"/> 35cm	<input type="checkbox"/> 40cm		
Odklon osy zadních kol	<input type="checkbox"/> 12°		<input type="checkbox"/> 14°				
	24" kola, SPOX, titanové obruče	<input checked="" type="checkbox"/>				-	
	25" kola, SPOX, titanové obruče	<input type="checkbox"/>				-	
	26" kola, SPOX, titanové obruče	<input type="checkbox"/>				-	
	24" kola, silikonové obruče MAX	<input type="checkbox"/>				9.233,-Kč	
	Chrániče výpletů zadních kol. Pouze pro kola 24".	<input type="checkbox"/>				2.360,-Kč	
Rolnička proti převrácení	Rolnička s pevným kolečkem 2", výškově nastavitelné.	<input type="checkbox"/>				5.540,-Kč	

Kola SPOX jsou speciální sportovní kola s úzkými ráfky a strunami namísto výpletu. Tyto kola se vyznačují vysokou odolností proti nárazům a schopností zachovat vysokou míru osové vyváženosti i po opakovaných nárazech. Kola mají také nízkou hmotnost.