

## PANTHERA Bambino

CODE:.....


### OBJEDNACÍ LIST







**Zákazník:**

**Jméno:**.....**Váha**.....**kg.** **Výška** .....**cm.**

**Bydliště:**.....**Telefon:**.....

Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukazy na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.

		<p><b>Základní provedení:</b> Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 50kg. Titanové poháněcí obruče. Stupačka jednodílná desková s nastavitelným sklonem a výškou. Rychloupínací zadní kola s plynule nastavitelnou osou umožňující změnu polohy těžiště. Polotvrdá přední kolečka o průměru 4,5". Odklon os zadních kol je 2,2°. Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s upravitelnou tuhostí a možností nastavit hloubku. Lýtkový pás. Nezávislé brzdy zadních kol. Sada nářadí, pár rezervních pláštěů na přední kolečka. Návod k použití. <b>Váha vozíku v základním provedení je od 7,5 do 7,8kg v závislosti na šířce vozíku. Transportní hmotnost vozíku je 4,7kg.</b></p>		<p>07-0018156 21.000,-Kč + doplatek 25.200,- Kč</p>	
Barva rámu	<input type="checkbox"/> vínová		<input type="checkbox"/> černá		
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 24cm		<input type="checkbox"/> 27 cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 33cm		
Hloubka sedačky	nastavitelná v rozmezí 18-25 cm		nastavitelná v rozmezí 23-30 cm		
Výška zádové opěrky	Nastavitelný rozsah:		<input type="checkbox"/> 17 - 25cm <input type="checkbox"/> 27 - 35cm		

Zadní kola a poháněcí obruče	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" kola s ocelovým výpletem	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" kola s ocelovým výpletem, plný plášť	<input type="checkbox"/>	07-0018167 3.490,-Kč
	24" kola, SPIDER	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.280,- Kč
	24" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený	<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 11.890,- Kč
	26" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený	<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 11.890,- Kč
	Plášť se zvýšenou odolností proti defektu Marathon Schwalbe (vyztužený ocel. pásek)	<input type="checkbox"/>	07-0078115 1.132,- Kč
	Titanové obruče (vhodné pro všechny typy kol)	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	Pěnové - silikonové obruče (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)	<input type="checkbox"/>	07-0018162 3.409,-Kč
	Pěnové silikonové obruče MAX GRIP (vhodné pro všechny typy i velikosti kol)	<input type="checkbox"/>	07-0018163 4.254,-Kč
	Vinylové obruče (šedé) (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)	<input type="checkbox"/>	07-0018164 3.357,-Kč
	 Rychloupínací osy s úpravou pro kvadru.	<input type="checkbox"/>	07-0018169 640,- Kč
 Chrániče výpletů zadních kol.	<input type="checkbox"/>	07-0135315 2.360,-Kč	
Ovládání jednou rukou (dvě obruče na jedné straně)	<input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá <input type="checkbox"/> duralové obruče <input type="checkbox"/> třecí obruče	<input type="checkbox"/>	07-0025605 11.078,-Kč
Brzdy	Nezávislé brzdy zadních kol	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	Nezávislé brzdy zadních kol, snížené.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.420,- Kč
Postranice a područky	 Bočnice plastová s chráničem oděvu.	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	 Bočnice plastová s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	07-0018179 4.396,-Kč
Polstrovaný sedák s nastavitelnou hloubkou	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm	<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.661,-Kč
Rolníčky proti převrácení	Stabilizační rolníčky odklopné, nastavitelné.	<input checked="" type="checkbox"/>	07-0018182 4.370,-Kč
Podpažní opěrky	 Podpažní opěrky délkově a výškově stavitelné (pár)	<input type="checkbox"/>	07-0135068 7.306,- Kč
Tlačná madla	Manipulační madla stavitelná: <input type="checkbox"/> 140mm <input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 160mm	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.980,- Kč,-
	 Manipulační rukojeť	<input type="checkbox"/>	07-0019271 4.259,-Kč

Doplňky	Fixační hrudní pás	<input type="checkbox"/>	07-0018183 2.932,-Kč
	Držák jedné berle.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 295,-Kč
	Držák dvou berlí.	<input type="checkbox"/>	Zp nehradí 590,-Kč
	Opěrka hlavy. Je nutné zaškrtnout položku manipulační rukojeť.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.150,-Kč
	Speciální sportovní osa zadních kol s vyšším úhlem odklonu zadních kol. <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 14° Při odklonu zadních kol o 8° a více, již nelze použít brzdy.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.600,-Kč

Celková cena příslušenství a doplňků: .....

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík Bambino a výše uvedené doplňky a příslušenství: .....

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha tel. 266 310 967 (974)  
Brno tel. 549 215 229  
České Budějovice tel. 387 203 845  
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha tel. 266 313 652  
Brno tel. 541 240 393  
České Budějovice tel. 387 432 502  
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226