

PANTHERA**model S2S dětský**

CODE:.....

OBJEDNACÍ LIST**Zákazník:**

Jméno:.....Váha.....kg. Výškacm.

Bydliště:.....Telefon:.....





Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukazovat na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.








Základní provedení: Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 100kg (při šířce sedačky 45cm 125kg). Titanové poháněcí obruče a titanová jednoduchá, výškově stavitelná stupačka s lýtčkovým pásem. 24" rychloupínací zadní kola s plynule nastavitelnou osou umožňující změnu polohy těžiště. Polotvrdá přední kolečka o průměru 5". Odklon os zadních kol je 2,2°. Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s nastavitelnou tuhostí a hloubkou. Lýtčkový pás. Nezávislé brzdy zadních kol. Sada náradí, pár rezervních plášťů na přední kolečka. Návod k použití. Váha vozíku v základním provedení je od 8,2 do 8,7kg v závislosti na šířce vozíku. Transportní hmotnost vozíku je 4,6kg.

07-0018155
21.000,-Kč
+
doplatek
25.200,- Kč

Barva rámu	<input type="checkbox"/> modrá	<input type="checkbox"/> černá				
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 30cm	<input type="checkbox"/> 33cm	<input type="checkbox"/> 36cm	<input type="checkbox"/> 39cm	<input type="checkbox"/> 42cm	<input type="checkbox"/> 45cm
Hloubka sedačky	<input type="checkbox"/> nastavitelná v rozmezí 27-33cm		<input type="checkbox"/> 35cm			
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 20cm	<input type="checkbox"/> 25cm	<input type="checkbox"/> 30cm	<input type="checkbox"/> 35cm		

Stupačky		Plastová nášlapná plocha jednodílné stupačky. Pro šíři sedačky 33 - 45cm.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 890,-Kč
		Dětská desková stupačka. Pouze pro šíři sedačky 30 - 39cm.	<input type="checkbox"/>	07-0018160 3.306,-Kč
Zadní kola a poháněcí obruče	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" kola s ocelovým výpletem		<input checked="" type="checkbox"/>	-
	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" kola s ocelovým výpletem, plný plášť		<input type="checkbox"/>	07-0018167 3.490,-Kč
	24" kola, SPIDER		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.280,- Kč
	24" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 11.890,- Kč
	26" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 11.890,- Kč
	Plášť se zvýšenou odolností proti defektu Marathon Schwalbe (vyztužený ocel. pásekm)		<input type="checkbox"/>	07-0078115 1.132,- Kč
	Titanové obruče (vhodné pro všechny typy kol)		<input checked="" type="checkbox"/>	-
	Pěnové - silikonové obruče (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)		<input type="checkbox"/>	07-0018162 3.409,-Kč
	Pěnové silikonové obruče MAX GRIP (vhodné pro všechny typy i velikosti kol)		<input type="checkbox"/>	07-0018163 4.254,-Kč
	Vinylové obruče (šedé) (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)		<input type="checkbox"/>	07-0018164 3.357,-Kč
		Rychloupínací osy s úpravou pro kvadru.	<input type="checkbox"/>	07-0018169 640,-Kč
		Chrániče výpletů zadních kol.	<input type="checkbox"/>	07-0135315 2.360,-Kč
Ovládání jednou rukou (dvě obruče na jedné straně)	<input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá <input type="checkbox"/> duralové obruče <input type="checkbox"/> třecí obruče Kola nejsou doplněna rychloupínacími osami!	<input type="checkbox"/>	07-0025605 11.078,-Kč	
Brzdy	Nezávislé brzdy zadních kol		<input checked="" type="checkbox"/>	-
	Speciální oboustranná brzda pro snadné přesezení, ovládání jednou rukou. Pouze pro hloubku sedačky 35cm. <input type="checkbox"/> pravá (doporučeno) <input type="checkbox"/> levá		<input type="checkbox"/>	07-0018172 4.135,-Kč
Zádová opěrka	Speciální tvar zádové opěrky. Nutno zaměřit a zpracovat přesný technický nákres.		<input type="checkbox"/>	07-0018176 16.732,-Kč
	Nastavitelná výška zad v rozmezí 28,5 – 34,5 cm. Pouze pro šířky 30,33 a 36 cm.		<input type="checkbox"/>	07-0018177 3.420,-Kč

Postranice a područky		Bočnice plastová s chráničem oděvu.	<input checked="" type="checkbox"/>	-
		Bočnice plastová s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	07-0018179 4.396,-Kč
		Bočnice s loketní opěrkou. Výška bočnice 20cm, délka loketní opěrky 24cm. <input type="checkbox"/> Zvýšená o 35mm <input type="checkbox"/> Prodloužená o 5cm	<input type="checkbox"/>	07-0018180 4.606,-Kč
Polstrovaný sedák	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 7cm		<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.661,-Kč
Polstrovaný sedák s nastavitelnou hloubkou	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm		<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.661,-Kč
Rolničky proti převrácení	Stabilizační rolničky odklopné, nastavitelné.		<input type="checkbox"/>	07-0018182 4.370,-Kč
Podpažní opěrky		Podpažní opěrky délkově a výškově stavitelné (pár)	<input type="checkbox"/>	07-0135068 7.306,- Kč
Tlačná madla	Manipulační madla.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.080,-Kč
	Manipulační madla sklopná. Lze je přiklopit směrem o opěrce zad.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,-Kč
	Manipulační madla stavitelná: <input type="checkbox"/> 140mm <input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 160mm		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.980,-Kč
		Manipulační rukojeť pro šíři sedačky 30-36cm a max. váhu uživatele 50 kg.	<input type="checkbox"/>	07-0019271 4.259,-Kč
Doplňky	3 kapsy na mobil, peněženku apod. pod sedák.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.440,-Kč
	Držák jedné berle.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 295,-Kč
	Držák dvou berlí.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 590,-Kč
	Speciální sportovní osa zadních kol s vyšším úhlem odklonu zadních kol. <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 14° Při odklonu zadních kol o 8° a více, již nelze použít brzdy.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.600,-Kč

Celková cena příslušenství a doplňků:

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík S2S a výše uvedené doplňky a příslušenství:

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR


VITA MAXIMA

Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny


ORTOSERVIS

Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226