

Speciální ultralehký vozík

panthera

PANTHERA, model S2 swing

CODE:.....

OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:

Jméno:.....**Váha**.....kg. **Výška**cm.

Bydliště:.....**Telefon:**.....



Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukaz na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.







Základní provedení: Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 100kg (při šířce sedačky 45cm 150kg). Titanové poháněcí obruče. Odklopitelné, odnímatelné a dělené stupačky. 24" rychloupínací zadní kola s plynule nastavitelnou osou umožňující změnu polohy těžiště. Polotvrdá přední kolečka o průměru 5". Odklon os zadních kol 2,2°. Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s upravitelnou tuhostí. Lýtčkový pás. Nezávislé brzdy zadních kol. Sada náradí, pár rezervních pláštů na přední kolečka. Návod k použití. **Váha vozíku v základním provedení je od 8,5 do 9kg v závislosti na šířce vozíku. Transportní hmotnost vozíku je 4,75kg.**

07-0018153
21.000,-Kč
+
doplatek
25.200,-Kč

| | |
|---------------------|---|
| Barva rámu | <input type="checkbox"/> černá |
| Šíře sedačky | <input type="checkbox"/> standardní rám <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 45cm |
| | <input type="checkbox"/> speciální rám zkrácený o 5cm <input type="checkbox"/> 33cm <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 39cm |
| Výška zádové opěrky | <input type="checkbox"/> 20cm <input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Stupačky | Stupačky dělené, odklopitelné. Nášlapné plochy jsou úhlově nastavitelné. Včetně lýtkového pásku. | <input checked="" type="checkbox"/> | 07-0024609 4.921,- Kč |
| | Jednodílná stupačka stranově odklopná <input type="checkbox"/> vpravo <input type="checkbox"/> vlevo | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 2.130,-Kč |
| Zadní kola a poháněcí obruče | 24" kola, ocelový výplet | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| | 24" kola, ocelový výplet, plné pláště | <input type="checkbox"/> | 07-0018167 3.490,-Kč |
| | 26" kola, ocelový výplet | <input type="checkbox"/> | - |
| | 24" kola, SPIDER | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 5.280,- Kč |
| | 24" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený | <input type="checkbox"/> | ZP Nehradí 11.890,- Kč |
| | 26" kola SPOX, karbonový výplet <input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený | <input type="checkbox"/> | ZP Nehradí 11.890,- Kč |
| | Plášť se zvýšenou odolností proti defektu Marathon Schwalbe (vyztužený ocel. pásek) | <input type="checkbox"/> | 07-0078115 1.132,- Kč |
| | Titanové obruče (vhodné pro všechny typy kol) | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| | Pěnové - silikonové obruče (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem) | <input type="checkbox"/> | 07-0018162 3.409,-Kč |
| | Pěnové silikonové obruče MAX GRIP (vhodné pro všechny typy kol) | <input type="checkbox"/> | 07-0018163 4.254,-Kč |
| | Vinylové obruče (šedé) (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem) | <input type="checkbox"/> | 07-0018164 3.357,-Kč |
| |  Rychloupínací osy s úpravou pro kvadru. | <input type="checkbox"/> | 07-0018169 640,-Kč |
| |  Chrániče výpletů zadních kol. | <input type="checkbox"/> | 07-0135315 2.360,- Kč |
| Ovládání jednou rukou (dvě obruče na jedné straně) <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá <input type="checkbox"/> duralové obruče <input type="checkbox"/> třecí obruče | <input type="checkbox"/> | 07-0025605 11.078,-Kč | |
| Přední kola | Přední kola 6" | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 1.466,-Kč |
| Brzdy | Nezávislé brzdy zadních kol | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| | Nezávislé brzdy zadních kol, snížené. | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 1.420,-Kč |
| Zádová opěrka | Zádová opěrka nahoře zúžená - dívčí model | <input type="checkbox"/> | 07-0018176 16.732,- Kč |
| | Speciální tvar zádové opěrky. Nutno zaměřit a zpracovat přesný technický nákras | <input type="checkbox"/> | 07-0018176 16.732,- Kč |
| | Nastavitelná výška zad v rozmezí 28,5 – 34,5 cm. Pouze pro šířky 30,33 a 36 cm. | <input type="checkbox"/> | 07-0018177 3.420,-Kč |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Postranice a područky |  | Bočnice plastová s chráničem oděvu. | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| |  | Bočnice plastová s chráničem oděvu, zesílená. | <input type="checkbox"/> | 07-0018179 4.396,-Kč |
| |  | Bočnice s loketní opěrkou. Výška bočnice 20cm, délka loketní opěrky 24cm. <input type="checkbox"/> Zvýšená o 35mm <input type="checkbox"/> Prodloužená o 5cm | <input type="checkbox"/> | 07-0018180 4.606,-Kč |
| Polstrovaný sedák | Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 7cm | | <input type="checkbox"/> | 07-0018181 2.661,-Kč |
| Rolničky proti převrácení | Stabilizační rolničky odklopné, nastavitelné. | | <input type="checkbox"/> | 07-0018182 4.370,-Kč |
| Podpažní opěrky |  Podpažní opěrky délkově a výškově stavitelné (pár) | | <input type="checkbox"/> | 07-0135068 7.306,- Kč |
| Tlačná madla | Manipulační madla. | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 2.080,-Kč |
| | Manipulační madla sklopná. Lze je přiklopit směrem o opěrce zad. | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 2.440,-Kč |
| | Manipulační madla stavitelná: <input type="checkbox"/> 140mm <input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 160mm | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 2.980,-Kč |
| Doplňky | 3 kapsy na mobil, peněženku apod. pod sedák. | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 1.440,-Kč |
| | Držák jedné berle. | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 295,-Kč |
| | Držák dvou berlí. | | <input type="checkbox"/> | ZP nehradí 590,-Kč |
| | Speciální sportovní osa zadních kol s vyšším úhlem odklonu zadních kol. <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 14° Při odklonu zadních kol o 8° a více, již nelze použít brzdy. | | <input type="checkbox"/> | Zp nehradí 3.600,-Kč |

Celková cena příslušenství a doplňků:

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík S2 a výše uvedené doplňky a příslušenství:

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR

VITA MAXIMA
Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny

ORTOSERVIS
Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226