







Speciální ultralehký vozík





**PANTHERA,
model U2**

CODE:.....

OBJEDNACÍ LIST

Zákazník:	
Jméno:.....Váha.....kg. Výškacm.	
Bydliště:.....Telefon:.....	
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukazy na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.	
	<p>Základní provedení: Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 100kg (při šířce sedačky 45cm 125kg). Titanové poháněcí obruče a titanová jednoduchá, výškově stavitelná stupačka. 24" rychloupínací zadní kola s plynule nastavitelnou osou umožňující změnu polohy těžiště. Polotvrdá přední kolečka o průměru 3". Odklon os zadních kol je 2,2°. Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Textilní sedačka s upravitelnou tuhostí. Lýtkový pás. Nezávislé brzdy zadních kol. Sada nářadí, pár rezervních pláštů na přední kolečka. Návod k použití. Váha vozíku v základním provedení je od 8,3 do 8,8kg v závislosti na šířce vozíku. Transportní hmotnost vozíku je 4,7kg.</p>
	<p>07-0018157 21.000,-Kč + doplatek 24.460,- Kč</p>
Barva rámu	<input type="checkbox"/> černá
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 33cm <input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 45cm
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 20cm <input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 45cm

Stupačky		Jednodílná stupačka titanová.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	
		Plastová nášlapná plocha jednodílné stupačky.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 890,- Kč	
		Desková stupačka s nastavitelným sklonem a výškou.	<input type="checkbox"/>	07-0018160 3.306,-Kč	
Zadní kola a poháněcí obruče	24" kola, ocelový výplet		<input checked="" type="checkbox"/>	-	
	24" kola, ocelový výplet, plné pláště		<input type="checkbox"/>	07-0018167 3.490,-Kč	
	26" kola, ocelový výplet		<input type="checkbox"/>	-	
	24" kola, SPIDER		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.280,- Kč	
	24" kola SPOX, karbonový výplet		<input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený	<input type="checkbox"/> ZP Nehradí 11.890,- Kč	
	25" kola SPOX, karbonový výplet		<input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený	<input type="checkbox"/> ZP Nehradí 11.890,- Kč	
	26" kola SPOX, karbonový výplet		<input type="checkbox"/> černý <input type="checkbox"/> červený	<input type="checkbox"/> ZP Nehradí 11.890,- Kč	
	Titanové obruče (vhodné pro všechny typy kol)		<input checked="" type="checkbox"/>	-	
	Pěnové - silikonové obruče (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)		<input type="checkbox"/>	07-0018162 3.409,-Kč	
	Pěnové silikonové obruče MAX GRIP (vhodné pro všechny typy kol)		<input type="checkbox"/>	07-0018163 4.254,-Kč	
	Vinylové obruče (šedé) (vhodné pouze ke kolu 24" s ocelovým výpletem)		<input type="checkbox"/>	07-0018164 3.357,-Kč	
		Rychloupínací osy s úpravou pro kvadru.		<input type="checkbox"/>	07-0018169 640,-Kč
		Chrániče výpletů zadních kol.		<input type="checkbox"/>	07-0135315 2.360,-Kč
Přední kola	3"		<input checked="" type="checkbox"/>		
	5" (lze instalovat pouze s 25" nebo 26" zadními koly)		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 1.710.- Kč	
Ovládání jednou rukou (dvě obruče na jedné straně)	<input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá	<input type="checkbox"/> duralové obruče <input type="checkbox"/> třecí obruče	<input type="checkbox"/>	07-0025605 11.078,-Kč	
Brzdy	Nezávislé brzdy zadních kol		<input checked="" type="checkbox"/>	-	
	Speciální oboustranná brzda pro snadné přesezení, ovládání jednou rukou. <input type="checkbox"/> pravá (doporučeno) <input type="checkbox"/> levá		<input type="checkbox"/>	07-0018172 4.135,-Kč	
Zádová opěrka	Zádová opěrka nahoře zúžená - dívčí model		<input type="checkbox"/>	07-0018176 16.732,- Kč	
	Speciální tvar zádové opěrky. Nutno zaměřit a zpracovat přesný technický náčrt		<input type="checkbox"/>	07-0018176 16.732,-Kč	
	Nastavitelná výška zad v rozmezí 28,5 – 34,5 cm. Pouze pro šířky 30,33 a 36 cm.		<input type="checkbox"/>	07-0018177 3.420,-Kč	

Postranice a područky		Bočnice plastová s chráničem oděvu.	<input checked="" type="checkbox"/>	-
		Bočnice plastová s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	07-0018179 4.396,-Kč
		Bočnice s loketní opěrkou. Výška bočnice 20cm, délka loketní opěrky 24cm. <input type="checkbox"/> Zvýšená o 35mm <input type="checkbox"/> Prodloužená o 5cm	<input type="checkbox"/>	07-0018180 4.606,-Kč
Polstrovaný sedák	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 7cm		<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.661,-Kč
Rolníčky proti převrácení	Stabilizační rolníčky odklopné, nastavitelné.		<input type="checkbox"/>	07-0018182 4.370,-Kč
Podpažní opěrky		Podpažní opěrky délkově a výškově stavitelné (pár)	<input type="checkbox"/>	07-0135068 7.306,- Kč
Tlačná madla	Manipulační madla.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.080,-Kč
	Manipulační madla sklopná. Lze je přiklopit směrem o opěrce zad.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,-Kč
	Manipulační madla stavitelná: <input type="checkbox"/> 140mm <input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 160mm		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.980,-Kč
Doplňky	3 kapsy na mobil, peněženku apod. pod sedák.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.440,-Kč
	Držák jedné berle.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 295,-Kč
	Držák dvou berlí.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 590,-Kč
	Speciální sportovní osa zadních kol s vyšším úhlem odklonu zadních kol. <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 14° Při odklonu zadních kol o 8° a více, již nelze použít brzdy.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.600,-Kč

Celková cena příslušenství a doplňků:

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík U2 a výše uvedené doplňky a příslušenství:

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR


VITA MAXIMA

Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny

ORTOSERVIS

Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226