

## Speciální ultralehký vozík

**PANTHERA**

model U2

*light*

CODE:.....

**OBJEDNACÍ LIST****Zákazník:****Jméno:**.....**Váha**.....**kg.** **Výška** .....**cm.****Bydliště:**.....**Telefon:**.....





Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Pak označte zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude dodána v rámci ceny základního provedení. Kód a cena u zvolené alternativy znamená nárůst ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení vozíku ještě poukaz s tímto kódem. Vyplněný objednávací list předložte jako podklad lékaři, který Vám bude poukazovat na vozík vystavovat. Tento objednávací list nám pak zašlete spolu s revizním lékařem potvrzenými poukazy. S případnými dotazy se na nás obraťte telefonicky na číslo 266 313 652.



**Základní provedení:** Vozík s odlehčeným, chrom-molybdenovým rámem o nosnosti 100kg. **Titanové** poháněcí obruče a **titanová** výškově stavitelná stupačka s lýtkovým páskem. Sportovní kola SPOX 24" nebo 26" s výpletem z **karbonových vláken** a rychloupínací osou. **Karbonová** osa zadních kol s odklonem 2,2°. Polotvrdá přední kolečka o průměru 3". Sklopná opěrka zad s nastavitelným sklonem s možností tvarově upravit polstrování. Posunutím zádové opěrky v rozsahu ± 10mm je možno upravit polohu těžiště zcela na míru uživateli. Textilní sedačka s upravitelnou tuhostí a hloubkou sedu v rozsahu 36-45cm. K vozíku je dále dodávána sada nářadí a návod k použití. **Váha vozíku v této sestavě je 6,448 kg.**

07-0022472  
21.000,-Kč  
+  
doplatek  
37.310,-Kč

Provedení light	Provedení vozíku v odlehčené verzi light spočívá v osazení vozíku karbonovou osou, odlehčenými koly SPOX, odlehčenou verzí jednoruční brzdy a spec. úpravou rámu.		
Rám	<input type="checkbox"/> standard	<input type="checkbox"/> zadní osa o 25 mm vpřed	
Barva rámu	<input type="checkbox"/> šedá (metalická)	<input type="checkbox"/> černá	
	<input type="checkbox"/> jiná, číslo barvy .....		3.500,- Kč
Šíře sedačky	<input type="checkbox"/> 36cm <input type="checkbox"/> 39cm <input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 45cm (Při šíři 45 cm nosnost 125 kg)		
Výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 25cm <input type="checkbox"/> 30cm <input type="checkbox"/> 35cm		

Stupačka		Plastová nášlapná plocha jednodílné stupačky.	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 890,-Kč
Zadní kola SPOX		24" kola titanová obruče barva výpletu: <input type="checkbox"/> černá <input type="checkbox"/> červená	<input checked="" type="checkbox"/>	
		25" kola titanová obruče barva výpletu: <input type="checkbox"/> černá <input type="checkbox"/> červená	<input type="checkbox"/>	
		26" kola titanová obruče barva výpletu černá	<input type="checkbox"/>	
		Plášť se zvýšenou odolností proti defektu Marathon Schwalbe (vyztužený ocel. pásekm)	<input type="checkbox"/>	07-0078115 1.093,- Kč
Přední kola	3"		<input checked="" type="checkbox"/>	
	5" (lze instalovat pouze s 25" nebo 26" zadními koly)		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 1.710,- Kč
Brzda	Speciální oboustranná brzda pro snadné přesezení, ovládání jednou rukou. Pravá. <input type="checkbox"/> pravá (doporučeno) <input type="checkbox"/> levá		<input checked="" type="checkbox"/>	07-0018172 4.135,-Kč
Postranice		Karbonová bočnice s chráničem oděvu, zesílená.	<input type="checkbox"/>	07-0018179 4.396,-Kč
		Karbonový blatník přesah přes kolo <input type="checkbox"/> úzký <input type="checkbox"/> široký	<input type="checkbox"/>	07-0018180 4.606,- Kč
Polstrovaný sedák	Tloušťka: <input type="checkbox"/> 2,5cm <input type="checkbox"/> 5cm		<input type="checkbox"/>	07-0018181 2.661,-Kč
	Hloubka: <input type="checkbox"/> 35cm <input type="checkbox"/> 40cm			

Celková cena příslušenství a doplňků: .....

Zvláštní ujednání (dle skladby vozíku):

Celková výše doplatku za vozík U2 light a výše uvedené doplňky a příslušenství: .....

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR

  
VITA MAXIMA

Praha tel. 266 310 967 (974)  
Brno tel. 549 215 229  
České Budějovice tel. 387 203 845  
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny

ORTOSERVIS

Praha tel. 266 313 652  
Brno tel. 541 240 393  
České Budějovice tel. 387 432 502  
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226