























Permobil C300 Corpus

CODE:


Zákazník:						
Jméno:		Bydliště: Telefon:					
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uveden kód a cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení ještě poukaz s tímto kódem. Všechny položky, u nichž je uveden kód jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Dle objednáčního listu pak mechanik vyplní specifikaci vozíku na straně 5 formuláře Vaší žádosti. Po jejím schválení pojišťovnou pak bude ve skladbě dle objednáčního listu vozík pro Vás dodán.							
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v interiéru i exteriéru. Nosnost 130 kg, rychlost 8 km/h, odpružená zadní a přední kola, gelové baterie, dojezd 35 km. Přední poháněcí kola 14", zadní kola 9" s hliníkovými disky. Sedačka i zádová opěrka CORPUS, sklon zádové opěrky je možno nastavit (0° až 30°), sedačka má nastavitelnou výšku od země. Volitelná šíře sedačky i zádové opěrky. Dvoudílné sklopné stupačky s nastavitelným sklonem a nastavitelným úhlem nášlapných ploch. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením a odklopitelnými područkami. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze. Volitelné varianty základního provedení vozíku jsou standardně dodávány v provedení označeném v objednáčním listu <input type="checkbox"/> V případě, že nezvolíte jinou variantu bude vozík dodán v tomto provedení.		<input type="checkbox"/> kód / cena				
			<input type="checkbox"/> 136.000,- Kč 07-0135085 + doplatek 2.780,- Kč				
Barva kapotáže vozíku (rám vozíku je vždy stříbrošedý)	     	<input type="checkbox"/> zelená	<input type="checkbox"/> modrá	<input type="checkbox"/> černá	<input type="checkbox"/> stříbrná	<input type="checkbox"/> červená chilli	<input type="checkbox"/> vínově červená
Ovládání	standardní	Standardně je vozík vybaven ovladačem VR2 . Tento ovladač bude instalován i v případě, že vozík bude vybaven zvedací sedačkou. Bude-li vozík vybaven ještě dalšími poloh. funkcemi bude vybaven elektronikou R-net a externím ovladačem ICS s indikací polohy. Veškeré polohování bude pak možno ovládat jak joystickem tak externím ovladačem. Ovladač ICS může mít plochá tlačítka nebo gumové páčky.					
		<input type="checkbox"/> plochá tlačítka	<input type="checkbox"/> gumové páčky	<input type="checkbox"/> bez ICS			
	<input type="checkbox"/> pravé	<input type="checkbox"/> levé					
	speciální	<input type="checkbox"/> středové (ve stolku)	<input type="checkbox"/> nožní proporční	<input type="checkbox"/> Kód ZP cena			
		<input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.	<input type="checkbox"/> minijoystickem				
<input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné		<input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku					
<input type="checkbox"/> dechem	<input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)						
(Označte zvolený typ a z katalogu doplňte kód a cenu. Všechny typy jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami)							
<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu	<input type="checkbox"/> ZP nehradí 1.238,- Kč						
Držák ovladače	délkově a výškově nastavitelný						<input checked="" type="checkbox"/>
	délkově a výškově nastavitelný, paralelně odklopitelný						<input type="checkbox"/> 4.902,- Kč 07-0135096

Sedačka CORPUS	<p>hloubka v cm</p> <p>36 41 46 51 56</p> <p>šířka v cm</p> <p>43 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>48 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
	Potah sedačky: <input checked="" type="checkbox"/> koženka <input type="checkbox"/> perforovaná textilie			
	Desková sedačka	Sedačka šíře 43 až 53cm. Pacient potřebuje sedačku o šíři cm	<input type="checkbox"/>	
	Zvedací sedačka. El. zdvih sedačky o cca 22 cm.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 20.560,- Kč
	Inkontinentní potah sedačky		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.876,- Kč
Zádová opěrka CORPUS	<p>výška v cm</p> <p>53,5 60,5</p> <p>šířka v cm</p> <p>34 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>39 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>44 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
	Potah zádové opěrky: <input checked="" type="checkbox"/> koženka <input type="checkbox"/> perforovaná textilie			
	elektricky polohovatelná do 60° (doporučujeme doplnit o opěrku hlavy)		<input type="checkbox"/>	34.870,- Kč 07-0135098
	tlačná madla umístěná za zádovou opěrku		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 564,- Kč
Loketní opěrky, postranice	<p>délka v cm</p> <p>25 30 35 40</p> <p>pravá <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>levá <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
	Loketní opěrky jsou výškově stavitelné. Výška je uváděna od horní úrovně rámu sedáku po horní plochu loketní opěrky při zádové opěrce ve svislé poloze.			
	<input checked="" type="checkbox"/> 21 - 27,5 cm <input type="checkbox"/> 25 - 31,5 cm			
	 <p>Požadujete-li jiný rozměr nebo tvar područek vyznačte jej na schématickém obrázku. Okótuje požadovaný rozměr levé i pravé loketní opěrky. Provedení těchto loketních opěrek se pak liší od standardně dodávaných.</p> <p>Poznámka:</p>	<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 2.986,- Kč	
	 <p>Korýtková loketní opěrka umožňuje stabilizovat předloktí ruky. Zvolte prosím požadovanou stranu a délku</p> <p><input type="checkbox"/> délka 30 cm <input type="checkbox"/> délka 40 cm</p> <p><input type="checkbox"/> na pravou stranu <input type="checkbox"/> na levou stranu</p>	<input type="checkbox"/>	ks	1.650,- Kč 07-0135101
	 <p>Polstrovaná opěrka zabrání sesunutí předloktí z loketní opěrky. Je určená k instalaci na vnější stranu područky. Zvolte prosím požadovanou stranu, na které má být zábrana instalována.</p> <p><input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá</p>	<input type="checkbox"/>	ks	1.650,- Kč 07-0135101
Zesílené provedení loketních opěrek (pouze pro hloubky sedačky 46, 51, 56 cm)		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 3.095,- Kč	

kola	zadní	plná kola, hladný dezén	<input checked="" type="checkbox"/>		
		vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>		
	přední	vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>		
		vzdušnicová, terénní dezén	<input checked="" type="checkbox"/>		
		plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,- Kč	
		plná kola, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,- Kč	
Opěrka hlavy	<input type="checkbox"/> malá	<input type="checkbox"/> velká	<input type="checkbox"/>	9.006,- Kč 07-0135106	
Stupačky	 <p>Stupačky s možností nastavení délky a s možností nastavení hloubky a sklonu nášlapných ploch. Nášlapné plochy stupaček lze sklopit nahoru a celou konzoli přiklopit k sedačce tak, že pak vpředu nepřechází přes obrys vozíku. Nášlapné plochy mohou být úzké nebo široké</p> <input type="checkbox"/> úzké <input checked="" type="checkbox"/> široké		<input checked="" type="checkbox"/>		
		 <p>Jednodílná nášlapná plocha stupačky s možností nastavení délky a s možností nastavení hloubky a sklonu nášlapné plochy. Nášlapnou plochu stupačky lze sklopit nahoru a celou konzoli přiklopit k sedačce tak, že pak vpředu nepřechází přes obrys vozíku.</p>		<input type="checkbox"/>	3.840,- Kč 07-0135104
		elektricky polohovatelné stupačky		<input type="checkbox"/>	32.438,- Kč 07-0135105
		nártové fixační pásy nohou (jed pár)		<input type="checkbox"/>	785,- Kč 07-0135114
Relax poloha		el. poloha relax (současný záklon sedačky a zádové opěrky o 30° až 45°, dle typu zádové opěrky) Doporučujeme doplnit o opěrku hlavy.		<input type="checkbox"/>	39.589,- Kč 07-0135107
fixační opěrky	<p>Fixační opěrky lze použít k fixaci trupu (podpažní fixace), k fixaci v oblasti kyčlí, stehen nebo jako lýtkové opěrky. Fixační opěrky jsou vybaveny držákem, který umožňuje jejich nastavení ve všech směrech. Do příslušného obdélníku označujícího přibližnou polohu opěrky napište písmeno označující Vámi zvolený tvar fixační opěrky. Fixační opěrky jsou vždy v páru pro danou oblast. Požadujete-li více párů napište počet párů do kolonky vpravo.</p>  <p> A 150 x 140 mm F 220 x 90 mm B 110 x 90 mm G 300 x 90 mm C 200 x 90 mm H - prohnutá 170 x 175 mm D 200 x 200 mm J 165 x 120 mm E 220 x 140 mm </p> 	Odnímatelné plexi postranice (chránič oděvu)		<input type="checkbox"/>	páry 8.060,- Kč 07-0135108
Příslušenství	bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>	1.530,- Kč 07-0135109	
	bezpečnostní pás s automatickým nastavením délky		<input type="checkbox"/>	2.616,- Kč 07-0135110	
	bezpečnostní pás čtyřbodový		<input type="checkbox"/>	2.974,- Kč 07-00135113	
	chránič ovládací skříňky		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 790,- Kč	
	terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.365,- Kč	
	abdukční klín odnímatelný, s nastavitelnou polohou		<input type="checkbox"/>	4.834,- Kč 07-0135112	

Příslušenství	zpětné zrcátko	<input type="checkbox"/> napravo	<input type="checkbox"/> nalevo	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 930,- Kč
		držák kyslíkové láhve		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 4.316,-Kč
		držák berlí (plastová miska a poutko na suchý zip)		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 710,- Kč
		držák berlí (zacvakávací)		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.630,-
		nařukovací podpěrný vak pro abnormální tělesné proporce zad (možno doplnit ke standardní i el. poloh. zádové opěrce)		<input type="checkbox"/>	ZP Nehradí 4.410,- Kč
		držáky na batoh nebo tašku - karabiny instalované na zádovou opěrku		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 536,- Kč
		batoh PERMOBIL instalovaný na zádové opěrce		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.560,- Kč
		kapsa na osobní drobnosti - možno instalovat na vnější stranu područek nebo vpředu pod sedák - zvolte místo instalace. <input type="checkbox"/> pravá područka <input type="checkbox"/> levá područka <input type="checkbox"/> pod sedák		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 828,- Kč
		Držák nanápoje nebo mobil (bez možnosti nabíjení)		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 564,- Kč
		tachometr (je součástí, pokud je vozík vybaven elektronikou R-net)		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 985,- Kč

Důležité biometrické údaje:



Přibližná výška ve stoje

- A) Výška od sedačky na vrch ramen
- B) Hloubka hrudníku při plném nádechu
- C) Šířka Hrudníku
- D) Hloubka sedu až pod koleno
- E) Výška od sedačky po vrch hlavy
- F) Délka předloktí po úchopový prvek
- G) Výška od sedačky po loket (výška područky od sedačky)
- H) šířka kyčlí
- I) Výška od stupačky pod koleno (měřte včetně obuvi)

(údaj I musí být v rozsahu 265 - 535 mm)

Popis úprav:

Zpracoval:

Datum:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226