
















Permobil C300 TS

CODE:


Zákazník:		Jméno: Bydliště: Telefon:				
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uveden kód a cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení ještě poukaz s tímto kódem. Všechny položky, u nichž je uveden kód jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Dle objednáčního listu pak mechanik vyplní specifikaci vozíku na straně 5 formuláře Vaší žádosti. Po jejím schválení pojišťovnou pak bude ve skladbě dle objednáčního listu vozík pro Vás dodán						
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v interiéru i exteriéru. Nosnost 130 kg, rychlost 8 km/h, odpružená zadní kola, gelové baterie, dojezd 35 km. Přední poháněcí kola 14", zadní kola 9" s hliníkovými disky. Sedačka i zádová opěrka TS s nastavitelnou mírou prohnutí, sklon zádové opěrky je možno nastavit (0° až 30°), sedačka má nastavitelnou výšku od země. Volitelná šíře sedačky i zádové opěrky. Sklopná stupačka s nastavitelným sklonem a nastavitelným úhlem nášlapných ploch. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením a odklopitelnými područkami. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze. Volitelné varianty základního provedení vozíku jsou standardně dodávány v provedení označeném v objednáčním listu <input type="checkbox"/> V případě, že nezvolíte jinou variantu bude vozík dodán v tomto provedení.		kód / cena			
	<input type="checkbox"/>		124.260,- Kč 07-0135317			
Barva kapotáže vozíku (rám vozíku je vždy stříbrošedý)	<input type="checkbox"/>  zelená	<input type="checkbox"/>  modrá	<input type="checkbox"/>  černá	<input type="checkbox"/>  stříbrná	<input type="checkbox"/>  červená chilli	<input type="checkbox"/>  vínově červená
standardní	<input type="checkbox"/> pravé		<input type="checkbox"/> levé		<input type="checkbox"/>	Kód ZP cena
	<input type="checkbox"/> středové (ve stolku)		<input type="checkbox"/> nožní proporční			
	<input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.		<input type="checkbox"/> minijoystickem			
	<input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné		<input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku			
	<input type="checkbox"/> dechem		<input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)			
(Označte zvolený typ a z katalogu doplňte kód a cenu. Všechny typy jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami)				<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.238,- Kč	
<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu						
Držák ovládače	délkově a výškově nastavitelný		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4.902,- Kč 07-0135096
	délkově a výškově nastavitelný, odklopitelný		<input type="checkbox"/>			

Sedačka TS	šíře sedačky	<input checked="" type="checkbox"/> 43 cm <input type="checkbox"/> 48 cm 38 cm ← rozsah nastavení → 45 cm 46 cm ← rozsah nastavení → 53 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	
	hloubka sedačky	Hloubka sedačky TS je nastavitelná v rozsahu 38 až 55 cm. Uživatel požaduje hloubku sedačky cm		
	desková sedačka	Sedačka šíře 38 až 53cm. Uživatel potřebuje sedačku o šíři cm		
		Sedačku je možno doplnit sedákovým polštářem. (Pokud nebude specifikováno, bude sedačka dodána bez polštáře, předpokládá se použití vlastního antidekubitního sedáku.) sedákový polštář Corpus <input type="checkbox"/> hloubka sedačky cm	<input type="checkbox"/>	
	Zvedací sedačka. El. zdvih sedačky o cca 20 cm.		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 20.560,- Kč
Inkontinentní potah sedačky		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.876,- Kč	
Zádová opěrka TS	výška zádové opěrky	<input type="checkbox"/> 45 cm <input checked="" type="checkbox"/> 60 cm		
	elektricky polohovatelná do 60°. Doporučujeme doplnit o opěrku hlavy.		<input type="checkbox"/>	23.420,- Kč 07-0135318
	nařukovací podpěrný vak pro abnormální tělesné proporce zad, možno doplnit ke standardní i elektricky polohovatelné zádové opěrce		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 4.410,- Kč
	tlačné madlo umístěné za zádovou opěrkou		<input checked="" type="checkbox"/>	
Loketní opěrky, postranice	standardní loketní opěrky o délce 30 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Loketní opěrky CORPUS	<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/>	
	Loketní opěrky jsou výškově stavitelné. Výška je uváděna od horní úrovně rámu sedáku po horní plochu loketní opěrky při zádové opěrce ve svislé poloze. Uživatel požaduje loketní opěrky ve výšce cm			
	 Požadujete-li jiný rozměr nebo tvar područek vyznačte jej na schématickém obrázku. Okótuje požadovaný rozměr levé i pravé loketní opěrky. Provedení těchto loketních opěrek se pak liší od standardně dodávaných. Poznámka:		<input type="checkbox"/>	ZPnehradí 2.986,- Kč
	 Korýtková loketní opěrka umožňuje stabilizovat předloktí ruky. Zvolte prosím požadovanou stranu a délku <input type="checkbox"/> délka 30 cm <input type="checkbox"/> délka 40 cm <input type="checkbox"/> na pravou stranu <input type="checkbox"/> na levou stranu		<input type="checkbox"/>	1.650,- Kč 07-0135101 ks
	 Polstrovaná opěrka zabrání sesunutí předloktí z loketní opěrky. Je určena k instalaci na vnější stranu područky. Zvolte prosím požadovanou stranu, na které má být zábrana instalována. <input type="checkbox"/> pravá <input type="checkbox"/> levá		<input type="checkbox"/>	1.650,- Kč 07-0135101 ks
Zesílené provedení loketních opěrek (pro extrémní zatížení)		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.095,- Kč	
kola	zadní	plná kola, hladný dezén	<input checked="" type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	

kola	přední	vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, terénní dezén	<input checked="" type="checkbox"/>	
		plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,- Kč
		plná kola, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 2.440,- Kč
Opěrka hlavy	Opěrka hlavy je instalována na tlačném madle zádové opěrky		<input type="checkbox"/>	7.057,- Kč 07-0135321
Stupačky		Stupačky s možností nastavení délky a s možností nastavení hloubky a sklonu nášlapných ploch. Nášlapné plochy stupaček lze sklopit nahoru a celou konzoli přiklopit k sedačce tak, že pak vpředu nepřechází přes obrys vozíku.	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Stupačky dělené odklopitelné, odnímatelné s možností nastavení délky. Nášlapné plochy stupaček jsou úhlově stavitelné. nášlapné plochy <input type="checkbox"/> kovové <input type="checkbox"/> plastové	<input type="checkbox"/>	
		Jednodílná nášlapná plocha stupačky s možností nastavení délky a s možností nastavení hloubky a sklonu nášlapné plochy. Nášlapnou plochu stupačky lze sklopit nahoru a celou konzoli přiklopit k sedačce tak, že pak vpředu nepřechází přes obrys vozíku.	<input type="checkbox"/>	3.840,- Kč 07-0135104
		elektricky polohovatelné stupačky (pouze jednodílná konzole)	<input type="checkbox"/>	21.660,- Kč 07-0135319
		nártové fixační pásy nohou (jeden pár)	<input type="checkbox"/>	785,- Kč 07-0135114
Relax poloha	el. poloha relax (současný záklon sedačky a zádové opěrky až o 30° při zachování úhlu mezi sedačkou a zádovou opěrkou). Doporučujeme doplnit o opěrku hlavy.		<input type="checkbox"/>	26.840,- Kč 07-0135320
fixační opěrky	<p>Fixační opěrky lze použít k fixaci trupu (podpažní fixace), k fixaci v oblasti kyčlí, stehen nebo jako lýtkové opěrky. Fixační opěrky jsou vybaveny držákem, který umožňuje jejich nastavení ve všech směrech. Do příslušného obdélníku označujícího přibližnou polohu opěrky napište písmeno označující Vámi zvolený tvar fixační opěrky. Fixační opěrky jsou vždy v páru pro danou oblast. Požadujete-li více párů napište počet párů do kolonky vpravo.</p>  <p> A 150 x 140 mm F 220 x 90 mm B 110 x 90 mm G 300 x 90 mm C 200 x 90 mm H - prohnutá 170 x 175 mm D 200 x 200 mm J 165 x 120 mm E 220 x 140 mm </p>		<input type="checkbox"/>	páry A 8.060,- Kč 07-0135108
Příslušenství	bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>	1.530,- Kč 07-0135109
	bezpečnostní pás s automatickým nastavením délky		<input type="checkbox"/>	2.616,- Kč 07-0135110
	bezpečnostní pás čtyřbodový		<input type="checkbox"/>	2.974,- Kč 07-0135113
	chránič ovládací skříňky		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 790,- Kč
	terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná		<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 5.360,- Kč
	abdukční klín odnímatelný, s nastavitelnou polohou		<input type="checkbox"/>	4.834,- Kč 07-0135112

	zpětné zrcátko	<input type="checkbox"/> napravo	<input type="checkbox"/> nalevo	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 930,- Kč
	držák kyslíkové láhve			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 4.316,- Kč
	držák berlí (plastová miska a poutko na suchý zip)			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 710,- Kč
	držák berlí (zacvakávací)			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.630,- Kč
	batoh PERMOBIL instalovaný na zádomé opěrce			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.560,- Kč
	kapsa na osobní drobnosti - možno instalovat na vnější stranu područek nebo vpředu pod sedák - zvolte místo instalace. <input type="checkbox"/> pravá područka <input type="checkbox"/> levá područka <input type="checkbox"/> pod sedák			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 828,- Kč
	Držák ná nápoje nebo mobil (bez možnosti nabíjení)			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 564,- Kč
	tachometr			<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 985,- Kč

Důležité biometrické údaje:



Přibližná výška ve stoje

-
 - A) Výška od sedačky na vrch ramen
 - B) Hloubka hrudníku při plném nádechu
 - C) Šířka Hrudníku
 - D) Hloubka sedu až pod koleno
 - E) Výška od sedačky po vrch hlavy
 - F) Délka předloktí po úchopový prvek
 - G) Výška od sedačky po loket (výška područky od sedačky)
 - H) šířka kyčlí
 - I) Výška od stupačky pod koleno (měřte včetně obuvi)
- (údaj I musí být v rozsahu 265 - 535 mm)

Popis úprav:

Zpracoval:

Datum:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele

Distributor pro Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnu ČR



Praha tel. 266 310 967 (974)
Brno tel. 549 215 229
České Budějovice tel. 387 203 845
Hrabyně u Opavy tel. 553 663 231

Dovozce do ČR a SK, dodavatel pro ostatní zdravotní pojišťovny



Praha tel. 266 313 652
Brno tel. 541 240 393
České Budějovice tel. 387 432 502
Hrabyně u Opavy tel. 553 775 226