













































**Permobil X850**

CODE: .....

Zákazník:				
Jméno: .....		Bydliště: ..... Telefon: .....		
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku. Vozík bude dodán na základě Vaší objednávky v níže vyplněné skladbě.				
	<b>ZÁKLADNÍ PŘÍJEM:</b> El. vozík určený pro pohyb v exteriéru. Nosnost 140 kg, rychlost 15 km/h, odpružená zadní kola a výkyvné uložení předních kol se servo řízením, gelové baterie 2x 97 Ah, dojezd 40 km. Zadní kola 15", přední 13". Sedačka i zádová opěrka CORPUS, sklon zádové opěrky je možno nastavit (0° až 40°), sedačka má nastavitelnou výšku od země. Volitelná šíře sedačky i zádové opěrky. Jenodílná stupačka s nastavitelnou hloubkou. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením a odklopitelnými područkami. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze. Volitelné varianty základního provedení vozíku jsou standardně dodávány v provedení označeném v objednacím listu <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	kód / cena  189.890,- Kč
	<input type="checkbox"/>			
Barva kapotáže vozíku (rám vozíku je vždy stříbrošedý)	 <input type="checkbox"/> modrá	 <input type="checkbox"/> černá	 <input type="checkbox"/> vínově červená	
Ovládání	<input checked="" type="checkbox"/> pravé	<input type="checkbox"/> levé		
Držák ovládače	délkově a výškově nastavitelný		<input checked="" type="checkbox"/>	
	délkově a výškově nastavitelný, odklopitelný		<input type="checkbox"/> 5.210,- Kč	
Sedačka a zádová opěrka	sedačka	<input checked="" type="checkbox"/> potah černá koženka	<input type="checkbox"/> potah z černé ploché perforované látky	
	zádová opěrka	<input checked="" type="checkbox"/> potah černá koženka	<input type="checkbox"/> potah z černé ploché perforované látky	
Sedačka CORPUS	hloubka v cm 36      41      46      51      56			
	šířka v cm	43 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/>		
		48 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/>		
	Desková sedačka	Sedačka šíře 43 až 53cm. Uživatel požaduje sedačku o šíři ..... cm		<input type="checkbox"/> 8.793,- Kč
	Zvedací sedačka. El. zdvih sedačky o cca 22 cm.		<input type="checkbox"/>	19.809,- Kč
	Otočná sedačka pro snadnější nasedání - manuálně otočná (POZOR! Nejde v kombinaci s el. polohou Relax)		<input type="checkbox"/>	9.092,- Kč
	Otočná sedačka pro snadnější nasedání - elektricky otočná (POZOR! Nejde v kombinaci s e el. polohou Relax)		<input type="checkbox"/>	13.845,- Kč
Inkontinentní potah sedačky		<input type="checkbox"/>	1.810,- Kč	

Zádová opěrka CORPUS	<p style="text-align: center;">výška v cm</p> <p style="text-align: center;">53,5      60,5</p> <p>šířka v cm</p> <p>34 <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p> <p>39 <input type="checkbox"/>      <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>44 <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p>			
	elektricky polohovatelná do 60°, automatickou součástí je opěrka hlavy		<input type="checkbox"/>	39.463,- Kč
	nafukovací podpěrný vak pro abnormální tělesné proporce zad, možno doplnit ke standardní i elektricky polohovatelné zádové opěrce		<input type="checkbox"/>	4.251,- Kč
Loketní opěrky	<p style="text-align: center;">délka v cm</p> <p style="text-align: center;">25      30      35      40</p> <p>pravá <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      <input checked="" type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p> <p>levá <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/>      <input checked="" type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p>			
	<p>Loketní opěrky jsou výškově stavitelné. Výška je uváděna od horní úrovně rámu sedáku po horní plochu loketní opěrky při zádové opěrce ve svislé poloze.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 21 - 27,5 cm      <input type="checkbox"/> 25 - 31,5 cm</p>			
	 <p>Požadujete-li jiný rozměr nebo tvar područek vyznačte jej na schématickém obrázku. Okótuje požadovaný rozměr levé i pravé loketní opěrky. Provedení těchto loketních opěrek se pak liší od standardně dodávaných.</p> <p>Poznámka:</p>		<input type="checkbox"/>	6.986,- Kč
	 <p>Korýtková loketní opěrka umožňuje stabilizovat předloktí ruky. Zvolte prosím požadovanou stranu a délku</p> <p><input type="checkbox"/> délka 30 cm      <input type="checkbox"/> délka 40 cm</p> <p><input type="checkbox"/> na pravou stranu      <input type="checkbox"/> na levou stranu</p>		<input type="checkbox"/>	1.800,- Kč
	 <p>Polstrovaná opěrka zabrání sesunutí předloktí z loketní opěrky. Je určena k instalaci na vnější stranu područky. Zvolte prosím požadovanou stranu, na které má být zábrana instalována.</p> <p><input type="checkbox"/> pravá      <input type="checkbox"/> levá</p>		<input type="checkbox"/>	2.340,- Kč
	Zesílené provedení loketních opěrek (pro extrémní zatížení)		<input type="checkbox"/>	3.478,- Kč
	 <p>Odnímatelné plexi postranice (chránič oděvu)</p>		<input type="checkbox"/>	4.138,- Kč
kola	přední	hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		terénní dezén	<input checked="" type="checkbox"/>	
	zadní	hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		terénní dezén	<input checked="" type="checkbox"/>	
Opěrka hlavy	<input type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> velká		<input type="checkbox"/>	9.614,- Kč

		Jednodílná nášlapná plocha stupačky s možností nastavení hloubky nášlapné plochy.	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Stupačky	 min 340 mm	Označte pokud je délka nohy uživatele pod kolenem menší než 340 mm. Vozík bude dodán s adaptérem zvyšujícím nášlapnou plochu stupačky. Uveďte délku: ..... mm	<input type="checkbox"/>																					
Relax poloha	el. poloha relax (současný záklon sedačky a zádové opěrky o 15° při zachování úhlu mezi sedačkou a zádovou opěrkou). (POZOR! Nejde v kombinaci s otočnou sedačkou)		<input type="checkbox"/>	44.980,- Kč																				
Nastavení rozvoru	Mechanické nastavení rozvoru náprav posunutím přední nápravy včetně stupačky.		<input checked="" type="checkbox"/>																					
	Elektrické nastavení rozvoru náprav posunutím přední nápravy včetně stupačky. Umožňuje zvětšit rozvor náprav pro jízdu v terénu.		<input type="checkbox"/>	8.885,- Kč																				
fixační opěrky	<p>Fixační opěrky lze použít k fixaci trupu (podpažní fixace), k fixaci v oblasti kyčlí, stehen nebo jako lýtkové opěrky. Fixační opěrky jsou vybaveny držákem, který umožňuje jejich nastavení ve všech směrech. Do příslušného obdélníku označujícího přibližnou polohu opěrky napište písmeno označující Vámi zvolený tvar fixační opěrky. Fixační opěrky jsou vždy v páru pro danou oblast. Požadujete-li více párů napište počet párů do kolonky vpravo.</p>  <table border="0" data-bbox="778 936 1254 1263"> <tr> <td></td> <td>A 150 x 140 mm</td> <td></td> <td>F 220 x 90 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 110 x 90 mm</td> <td></td> <td>G 300 x 90 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C 200 x 90 mm</td> <td></td> <td>H - prohnutá 170 x 175 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D 200 x 200 mm</td> <td></td> <td>J 165 x 120 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E 220 x 140 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A 150 x 140 mm		F 220 x 90 mm		B 110 x 90 mm		G 300 x 90 mm		C 200 x 90 mm		H - prohnutá 170 x 175 mm		D 200 x 200 mm		J 165 x 120 mm		E 220 x 140 mm			<input type="checkbox"/> páry .....	7.805,- Kč
	A 150 x 140 mm		F 220 x 90 mm																					
	B 110 x 90 mm		G 300 x 90 mm																					
	C 200 x 90 mm		H - prohnutá 170 x 175 mm																					
	D 200 x 200 mm		J 165 x 120 mm																					
	E 220 x 140 mm																							
bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>	1.589,- Kč																					
čtyřbodový bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>	3.138,- Kč																					
chránič ovládací skříňky		<input type="checkbox"/>	760,- Kč																					
terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná			5.170,- Kč																					
abdukční klín odnímatelný, s nastavitelnou polohou		<input type="checkbox"/>	5.033,- Kč																					
Zpětná zrcátka (2 ks)		<input type="checkbox"/>	1890,- Kč																					
	držák berlí		<input type="checkbox"/>	3.500,- Kč																				
	držáky na batoh nebo tašku - karabiny instalované na zádovou opěrku		<input type="checkbox"/>	515,- Kč																				
	batoh PERMOBIL instalovaný na zádové opěrce		<input type="checkbox"/>	1.499,- Kč																				

	 box PERMOBIL instalovaný na zádové opěrce	<input type="checkbox"/>	1.984,- Kč
	 kapsa na osobní drobnosti - možno instalovat na vnější stranu područek nebo vpředu pod sedák - zvolte místo instalace. <input type="checkbox"/> pravá područka <input type="checkbox"/> levá područka <input type="checkbox"/> pod sedák	<input type="checkbox"/>	799,- Kč
	 Držák ná nápoje nebo mobil (bez možnosti nabíjení)	<input type="checkbox"/>	544,- Kč
	tachometr	<input type="checkbox"/>	947,- Kč

Popis individuální úpravy:

Zpracoval: .....

Datum: .....

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele .....