
















Permobil X850 Miniflex


CODE:

Zákazník:			
Jméno: Bydliště: Telefon:			
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uvedena cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku. Vozík bude dodán na základě Vaší objednávky v níže vyplněné skladbě.			
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v exteriéru. Nosnost 55 kg, rychlost 15 km/h, odpružená zadní kola a výkyvné uložení předních kol se servo řízením, gelové baterie 2x 97 Ah, dojezd 40 km. Zadní kola 15", přední 13". Sedačka i zádová opěrka Miniflex, sklon zádové opěrky je možno nastavit (0° až 50°), sedačka má nastavitelnou výšku od země. Volitelná šíře sedačky i zádové opěrky. Jenodílná stupačka s nastavitelnou hloubkou a sklonem. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením a odklopitelnými područkami. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze. Volitelné varianty základního provedení vozíku jsou standardně dodávány v provedení označeném v objednacím listu <input type="checkbox"/> V případě, že nezvolíte jinou variantu bude vozík dodán v tomto provedení.		kód / cena
	<input type="checkbox"/>		203.600,- Kč
Barva kapotáže vozíku (rám vozíku je vždy stříbrošedý)	 <input type="checkbox"/> modrá	 <input type="checkbox"/> černá	 <input type="checkbox"/> vínově červená
Ovládání	<input type="checkbox"/> pravé <input type="checkbox"/> levé		
Držák ovládače	délkově a výškově nastavitelný		<input type="checkbox"/>
	délkově a výškově nastavitelný, odklopitelný		<input type="checkbox"/> 4.902,- Kč
Sedačka a zádová opěrka	sedačka	<input type="checkbox"/> potah černá koženka <input type="checkbox"/> potah z černé ploché perforované látky	
	zádová opěrka	<input type="checkbox"/> potah černá koženka <input type="checkbox"/> potah z černé ploché perforované látky	
Sedačka Miniflex	hloubka v cm 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> šířka v cm 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/>		
	Desková sedačka	Sedačka atypického rozměru Uživatel požaduje sedačku o šíři X hloubku cm	<input type="checkbox"/> 3.768,- Kč
	Zvedací sedačka. El. zdvih sedačky o cca 22 cm.		<input type="checkbox"/> 20.560,- Kč
	Otočná sedačka pro snadnější nasedání - manuálně otočná		<input type="checkbox"/> 9.420,- Kč
	Ochranný kovový rám nad sedačkou		<input type="checkbox"/>
	Inkontinentní potah sedačky		<input type="checkbox"/> 1.876,- Kč

Zádová opěrka Miniflex	šířka zádové opěrky je shodná s šířkou sedačky		výška v cm				
			32,5	37,5	42,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Loketní opěrky	Područky:		délka v cm				
			20	25			
	pravá	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	levá	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		Požadujete-li jiný rozměr nebo tvar područek vyznačte jej na schématickém obrázku. Okótuje požadovaný rozměr levé i pravé loketní opěrky. Provedení těchto loketních opěrek se pak liší od standardně dodávaných. Poznámka:					<input type="checkbox"/>
	Korýtková loketní opěrka umožňuje stabilizovat předloktí ruky. Zvolte prosím požadovanou stranu a délku					<input type="checkbox"/>	1.650,- Kč
	<input type="checkbox"/>	délka 30 cm	<input type="checkbox"/>	délka 40 cm		<input type="checkbox"/>	ks
	<input type="checkbox"/>	na pravou stranu	<input type="checkbox"/>	na levou stranu		
	Polstrovaná opěrka zabrání sesunutí předloktí z loketní opěrky. Je určena k instalaci na vnější stranu područky. Zvolte prosím požadovanou stranu, na které má být zábrana instalována.					<input type="checkbox"/>	1.650,- Kč
	<input type="checkbox"/>	pravá	<input type="checkbox"/>	levá		<input type="checkbox"/>	ks
						
	Odnímatelné plexi postranice (chránič oděvu)					<input type="checkbox"/>	4.380,- Kč
kola	přední	hladký dezén		<input type="checkbox"/>			
		terénní dezén		<input checked="" type="checkbox"/>			
	zadní	hladký dezén		<input type="checkbox"/>			
		terénní dezén		<input checked="" type="checkbox"/>			
Opěrka hlavy	<input type="checkbox"/>	malá	<input type="checkbox"/>	velká, šíře cm	<input type="checkbox"/>	9.006,- Kč	
Nastavení rozvoru	Mechanické nastavení rozvoru náprav posunutím přední nápravy včetně stupačky.					<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elektrické nastavení rozvoru náprav posunutím přední nápravy včetně stupačky. Umožňuje zvětšit rozvor náprav pro jízdu v terénu.					<input type="checkbox"/>	9.206,- Kč

<p>fixační opěrky</p>	<p>Fixační opěrky lze použít k fixaci trupu (podpažní fixace), k fixaci v oblasti kyčlí, stehen nebo jako lýtkové opěrky. Fixační opěrky jsou vybaveny držákem, který umožňuje jejich nastavení ve všech směrech. Do příslušného obdélníku označujícího přibližnou polohu opěrky napište písmeno označující Vámi zvolený tvar fixační opěrky. Fixační opěrky jsou vždy v páru pro danou oblast. Požadujete-li více párů napište počet párů do kolonky vpravo.</p>  <p> <input type="checkbox"/> páry </p>	<p>8.060,- Kč</p>
<p>Příslušenství</p>	<p>bezpečnostní pás <input type="checkbox"/></p> <p>čtyřbodový bezpečnostní pás <input type="checkbox"/></p> <p>chránič ovládací skříňky <input type="checkbox"/></p> <p>terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná <input type="checkbox"/></p> <p>abdukční klín odnímatelný, s nastavitelnou polohou <input type="checkbox"/></p> <p>Zpětná zrcátka (2 ks) <input type="checkbox"/></p> <p> držák berlí <input type="checkbox"/></p> <p> držáky na batoh nebo tašku - karabiny instalované na zádovou opěrku <input type="checkbox"/></p> <p> batoh PERMOBIL instalovaný na zádové opěrce <input type="checkbox"/></p> <p> box PERMOBIL instalovaný na zádové opěrce <input type="checkbox"/></p> <p> kapsa na osobní drobnosti - možno instalovat na vnější stranu područek nebo vpředu pod sedák - zvolte místo instalace. <input type="checkbox"/> pravá područka <input type="checkbox"/> levá područka <input type="checkbox"/> pod sedák</p> <p> Držák ná nápoje nebo mobil (bez možnosti nabíjení) <input type="checkbox"/></p> <p>tachometr <input type="checkbox"/></p>	<p>1.530,- Kč</p> <p>2.974,- Kč</p> <p>790,- Kč</p> <p>5.360,- Kč</p> <p>4.834,- Kč</p> <p>1960,- Kč</p> <p>3.630,- Kč</p> <p>515,- Kč</p> <p>1.560,- Kč</p> <p>2.060,- Kč</p> <p>828,- Kč</p> <p>564,- Kč</p> <p>985,- Kč</p>

Důležité biometrické údaje:



Přibližná výška ve stoje

- A) Výška od sedačky na vrch ramen
 - B) Hloubka hrudníku při plném nádechu
 - C) Šířka Hrudníku
 - D) Hloubka sedu až pod koleno
 - E) Výška od sedačky po vrch hlavy
 - F) Délka předloktí po úchopový prvek
 - G) Výška od sedačky po loket (výška područky od sedačky)
 - H) šířka kyčlí
 - I) Výška od stupačky pod koleno (měřte včetně obuvi)
- (údaj I musí být v rozsahu 130 - 340 mm)

Popis individuální úpravy:

Zpracoval:

Datum:

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele