

## Přídavné pohony k mechanickým vozíkům **POWER-PACK**



POWER-PACK je přídavný pohon určený k instalaci na standardní mechanický vozík. Přídavný pohon sestává z elektromotoru s poháněcím kolem (koly), baterie a ovladače. Ovladačem řídí doprovodná osoba rychlost jízdy a směr dopředu nebo dozadu. K zatáčení slouží tlačná madla vozíku. Díky tomu, že je pohonná jednotka umístěna v těžišti vozíku je síla potřebná k zatáčení velmi malá.

Přídavné pohony se instalují na spodní trubky bočních rámu vozíku pomocí instalační sady. Tato instalační sada může být uzpůsobena podle konstrukce vozíku a je vždy součástí dodávky přídavného pohonu POWER-PACK. Přídavný pohon je při potřebě složení vozíku jednoduše demontovatelný.

Přídavný pohon POWER-PACK dodáváme v následujících variantách.

### **POWER-PACK Solo**

**21.900,- Kč včetně DPH**

Přídavný pohon s jedním poháněcím kolem. Výhodou tohoto pohonu je snazší manévrovatelnost do zatáček a především nízká cena. Pohon umožňuje směr jízdy pouze vpřed, dozadu lze vozík snadno tlačit. Vhodný do celkové hmotnosti uživatele včetně vozíku 115 kg.

### **POWER-PACK Duo**

**24.760,- Kč včetně DPH**

Přídavný pohon s dvěma poháněcími koly. Výhodou tohoto pohonu je lepší trakce a směrová stabilita. Vhodný do celkové hmotnosti uživatele včetně vozíku 115 kg.

### **POWER-PACK HD**

**32.810,- Kč včetně DPH**

Přídavný pohon s dvěma poháněcími koly určený pro vyšší zatížení. Vhodný do celkové hmotnosti uživatele včetně vozíku 165 kg.



Technické parametry	POWER-PACK Solo	POWER-PACK Duo	POWER-PACK HD
Výkon motoru	160 W	160 W	200 W
Baterie	12V 20Ah	12V 20Ah	12V 20Ah
Celková hmotnost	13 kg	14,5 kg	16 kg
Velikost poháněcího kola	200 x 50 mm	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Maximální rychlost	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Dojezd na jedno nabití	16 km	16 km	12 km
Maximální zatížení	115 kg	115 kg	165 kg