





## ALLROUND SMART 906

CODE: .....

Zákazník:				
Jméno: ..... Bydliště: ..... Telefon: .....				
Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci není uveden kód a cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní provedení ještě poukaz s tímto kódem. Všechny položky, u nichž je uveden kód jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Dle objednáčního listu pak mechanik vyplní specifikaci vozíku na straně 6 formuláře Vaší žádosti. Po jejím schválení pojišťovnou pak bude ve skladbě dle objednáčního listu vozík pro Vás dodán				
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ: El. vozík určený pro pohyb v interiéru i exteriéru. Nosnost 130 kg, rychlost 10 km/h, odpružený rám sedačky, gelové nebo kyselinové baterie, dojezd 35 km. Zadní kola 14", přední 10" s hliníkovými disky. Sedačka i zádová opěrka ERGOPOR, sklon zádové opěrky je možno upravit (0° až 30°), sedačka má nastavitelnou hloubku a je doplněna mechanicky stavitelnou polohou RELAX. Nastavitelná šíře sedačky i stupaček. Vozík je doplněn integrovaným osvětlením, blatníčky zadních kol a nosičem. Součástí dodávky je též nabíječka a český návod k obsluze.		kód / cena	
	<input type="checkbox"/>		07-0024183 136.000,- Kč	
Barva konstrukce vozíku	<input type="checkbox"/> stříbrná metalická (základní barevnost)			
	<input type="checkbox"/> modrá <input type="checkbox"/> zelená <input type="checkbox"/> oranžová <input type="checkbox"/> červená (doba dodání cca 4 týdny)			
Ovládání	standardní	Standardně je vozík vybaven ovladačem <b>VR2</b> . Tento ovladač je pomocí joysticku schopen ovládat dvě různá el. poloh. příslušenství, nikoliv však el. stupačky. O variantách ovládání el. stupaček najdete více v části týkající se stupaček.		
		<input type="checkbox"/> pravé	<input type="checkbox"/> levé	
	speciální	<input type="checkbox"/> středové (ve stolku)	<input type="checkbox"/> nožní proporční	
		<input type="checkbox"/> bradou, mechan. odklop.	<input type="checkbox"/> minijoystickem	
		<input type="checkbox"/> bradou, el. odklopné	<input type="checkbox"/> tlačítka bez joysticku	
		<input type="checkbox"/> dechem	<input type="checkbox"/> bezdotykové (prstem)	
	(Označte zvolený typ a z katalogu doplňte kód a cenu. Všechny typy jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami)			
	<input type="checkbox"/> pro doprovodnou osobu	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 1.194,- Kč	
Držák ovladače	délkově nastavitelný		<input type="checkbox"/>	
	délkově a výškově nastavitelný		<input type="checkbox"/> 07-0022475 2.282,- Kč	
	délkově a výškově nastavitelný, odklopitelný		<input type="checkbox"/> 07-0062132 5.210,- Kč	
Šíře sedačky	43 cm s postranicemi nastavitelnými v rozsahu 43 až 53 cm (standardní provedení)		<input type="checkbox"/>	
	43 cm s postranicemi nastavitelnými v rozsahu 38 až 43 cm (zúžení vzdálenosti mezi postranicemi oproti standardnímu provedení)		<input type="checkbox"/> 07-0024184 4.138,- Kč	
	Sedačka širší než 43 cm (provedení Postura) případně i možnost nastavení větší šíře mezi postranicemi. Pacient potřebuje sedačku o šíři ..... cm a vzdálenost mezi postranicemi ..... cm.		<input type="checkbox"/> 07-0024185 8.793,- Kč	

Zádová opěrka	mechanicky polohovatelná do 30° s pomocí plynových pružin ovládaných bowdeny doprovodnou osobou		<input type="checkbox"/>	07-0022476 13.192,- Kč
	elektricky polohovatelná do 60°, automatickou součástí jsou područky k polohovacím zádům (dozadu prodloužené) a opěrka hlavy		<input type="checkbox"/>	07-0023044 50.463,- Kč
Kola	přední	vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	
		plná kola, hladný dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.477,- Kč
	zadní	vzdušnicová, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	
		vzdušnicová, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	
		plná kola, hladký dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.477,- Kč
		plná kola, terénní dezén	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 3.477,- Kč
	Opěrka hlavy	<input type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> velká	<input type="checkbox"/>	07-0023038 9.614,- Kč
Sedačka RECARO	s mechanicky polohovatelnými zády, včetně opěrky hlavy		<input type="checkbox"/>	07-0024187 51.721,- Kč
	s elektricky polohovatelnými zády, včetně opěrky hlavy		<input type="checkbox"/>	07-0024188 65.410,- Kč
Stupačky šířkově nastavitelné (38-48 cm) (mimo jednoduché)		standardní - délkově nastavitelné, odklopné, odnímatelné	<input type="checkbox"/>	
		jednoduchá - výškově a úhlově nastavitelná, odklopná	<input type="checkbox"/>	07-0022480 4.090,- Kč
		774 mech. - délkově a úhlově nastav. s lýtkovými opěrkami	<input type="checkbox"/>	07-0023041 11.044,- Kč
		774 el. - délkově a úhlově nastav. s lýtkovými opěrkami	<input type="checkbox"/>	07-0023042 47.255,- Kč
		Ovládání stupaček 774 el. pomocí 4-tlačítkového externího ovladače (i případné ostatní el. poloh příslušenství je ovládáno tímto externím ovladačem)	<input type="checkbox"/>	
		Ovládání stupaček 774 el. pomocí integrovaného, programovatelného ovladače <b>R-net</b> přímo joystickem. V tom případě je pak i veškeré další el. příslušenství ovládáno pomocí joysticku.	<input type="checkbox"/>	07-0135067 13.234,- Kč
	nášlapné plochy stupaček úhlově a hloubkově nastavitelné (pouze pro dělené stupačky)		<input type="checkbox"/>	07-0024189 2.394,- Kč
Relax poloha	el. poloha relax (současný záklon sedačky a zádové opěrky až o 22° při zachování úhlu mezi sedačkou a zádovou opěrkou)		<input type="checkbox"/>	07-0024190 32.827,- Kč
Baterie	<input type="checkbox"/> kyselinové <input type="checkbox"/> bezúdržbové (gelové)			

Područky		standardní - odnímatelné, výškově stavitelné, stavitelné pro šířku sedu 38 - 48 cm. Stejně na P i L straně	<input type="checkbox"/>	
		Doplněním vyšrafování označte požadované provedení pravé i levé loketní opěrky.		
		pro polohovací záda (v případě el. polohovacích zad není nutný další poukaz)	<input type="checkbox"/>	07-0024191 6.986,- Kč
		dopředu prodloužené		
		loketní opěrky k polohovacím zádům dopředu prodloužené (používá se pouze na druhé straně než je ovládací skříňka, při použití na obou stranách je nutno kombinovat s odklopitelným držákem)		
Příslušenství		bezpečnostní pás	<input type="checkbox"/>	07-0013410 1.589,- Kč
		chránič ovládací skříňky	<input type="checkbox"/>	07-0024192 760,- Kč
		terapeutická (pracovní) deska plexi, odklopná	<input type="checkbox"/>	07-0022481 5.170,- Kč
		abdukční klín odnímatelný s nastavitelnou polohou	<input type="checkbox"/>	07-0023029 5.033,- Kč
		překračovač obrubníku	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 8.672,- Kč
		zpětné zrcátko <input type="checkbox"/> napravo <input type="checkbox"/> nalevo	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 895,- Kč
		držák berlí	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 683,- Kč
		tachometr	<input type="checkbox"/>	ZP nehradí 947,- Kč

Popis úprav:

Zpracoval: .....

Datum: .....

Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele .....