

# Mechanický vozík

## Ortopedia, speciální

### model Impuls **Solero**



## OBJEDNACÍ LIST

CODE: .....

**Zákazník:**

**Jméno:** ..... **Bydliště:** ..... **Telefon:** .....

Označte křížkem zvolenou alternativu či doplněk. Pokud je u takto označené alternativy v pravém sloupci uveden kód a cena, je nutno nechat vystavit i poukaz s tímto kódem. Tam, kde kód a cena uvedena není, je možno tuto alternativu volit v rámci ceny základního modelu. Poukazy, nezbytné k dodání základního modelu jsou již označeny. Je nutno nechat vystavit poukazy na všechny kódy, které jsou uvedeny u označených alternativ. Základní model a všechny zde uvedené alternativy, u nichž jsou uvedeny kódy jsou pojišťovnami plně hrazeny. Vozík může předepsat ortoped, neurolog, internista nebo rehabilitační lékař. Tento objednávací list nám zašlete spolu s poukazy, schválenými revizním lékařem Vám příslušné pobočky pojišťovny (schválení zajistí předepisující lékař).



Základní model: sedačka a zádová opěrka anatomicky tvarovaná, šíře sedu 43 - 51 cm, hloubka sedačky 40 - 49 cm, výška sedačky od země 42,5 nebo 45 cm, zádová opěrka polohovatelná do 30 stupňů, opěrka hlavy, délkově a úhlově nastavitelné, odnímatelné polohovatelné stupačky, výškově a hloubkově nastavitelné loketní opěrky s plexi postranicemi, relax poloha v rozsahu 5 - 20 stupňů (současné zaklonění zádové opěrky a sedačky při zachování úhlu mezi nimi), podpora polohování plynovými pružinami, přední a zadní kola dle Vašeho výběru, rychloupínací osy zadních kol, bezpečnostní rolňičky, parkovací brzdy, výškově nastavitelné tlačné madlo, nosnost do 130 kg.



07-0135069  
49.804,- Kč

šíře sedačky

43 cm     46 cm     48 cm     51 cm

výška  
sedačky od  
země a typy  
kol

výška  
45 cm

přední kola

7 x 1 3/4 (18 cm) plná  
 7 x 1 3/4 (18 cm)  
vzdušnicová

zadní kola

24 x 1 3/8" plná  
 24 x 1 3/8" vzdušnicová  
 12 x 2" (30 cm) plná  
 12 x 2" (30 cm) vzdušnic.  
**!! kola 12 x 2" pouze v kombinaci s bubnovými brzdami!!**






výška  
42,5 cm

5,5 x 1" (14 cm) plná

22 x 1 3/8 plná  
 22 x 1 3/8 vzdušnicová

hloubka  
sedačky

40 cm     46 cm     49 cm

VOLITELNÉ DOPLŇKY	potahy čalouněných dílů	<input type="checkbox"/> inkontinentní potah (světle šedý)			
		<input type="checkbox"/> textilní potah			
		<input type="checkbox"/> oba typy potahů použité buď současně nebo dle přání		378,- Kč nehradí ZP	
	opěrka hlavy	standardní		<input type="checkbox"/>	
		hluboká		<input type="checkbox"/>	07-0018150 2.042,- Kč
	postranní zádová fixační opěrka		pravá <input type="checkbox"/>	to je kusů: ....	07-0023034 4.355,- Kč za kus
			levá <input type="checkbox"/>		
	mezinožní klín		<input type="checkbox"/>		07-0023029 5.033,- Kč
	bubnové brzdy zadních kol		<input type="checkbox"/>		07-0062088 6.359,- Kč
	úhlově a hloubkově nastavitelné nášlapné plochy stupáčků		<input type="checkbox"/>		07-0018151 2.406,- Kč
	chrániče výpletu zadních kol plexi (chrání prsty uživatele)		<input type="checkbox"/>		07-0019736 3.439,- Kč
	poháněcí obruče se silikonovým povlakem (umožňují pevnější kontakt ruky s obručí)		<input type="checkbox"/>		07-0078564 4.385,- Kč
	terapeutická pracovní deska plexi		<input type="checkbox"/>		07-0022481 5.170,- Kč
bezpečnostní pás		<input type="checkbox"/>		07-0013410 1.589,- Kč	
postranní polštáře 2 x 2,5 cm šíře (1 pár)		<input type="checkbox"/>		07-0003592 1.720,- Kč	

Datum zaměření vozíku: .....

Vozík zaměřil:.....